

# JUMO AQUIS 500 RS

Zobrazovací jednotka / regulátor pro digitální  
senzory s protokolem Modbus

Typ 202569



B 202569.0  
Návod k použití



20256900T90Z001K000  
V6.00/CS/00640678/2019-10-23



### **VAROVÁNÍ!**

Při náhlém výpadku přístroje nebo připojeného snímače může dojít k případnému nebezpečnému předávkování! Pro tento případ je vhodné mít nezbytná preventivní opatření.

---



### **POZNÁMKA!**

Přečtěte si tento návod k obsluze před samotným použitím přístroje. Uchovávejte návod na místě přístupném všem uživatelům přístroje v jakoukoli dobu.

---



### **POZNÁMKA!**





#### **Resetování kontrastu LC displeje:**

Pokud je kontrast / jas nastaven tak, že text na displeji již není čitelný, může být přístroj nastaven do výchozího nastavení následovně:

- \* Vypněte napájení.
- \* Držte tlačítka  a , poté opět zapněte napájení.

#### **Resetování obslužného jazyka na "angličtinu":**

Při nastaveném jazyku, který pro Vás není srozumitelný, lze použitím administrátorského hesla 7485 resetovat jazyk na "angličtinu".

- \* Stisknout tlačítko  na dobu delší než 3 sekundy.
- \* Jednou stisknout tlačítko .
- \* Krátce stisknout tlačítko .
- \* Zadat 7485.
- \* Krátce stisknout tlačítko .

Požadovaný jazyk lze nastavit v

**ADMINISTR. ÚROVEŇ > HESLO > PARAMETR. ÚROVEŇ > ZOBRAZENÍ > JAZYK .**

---

# Obsah

---

<b>1</b>	<b>Typografická konvence .....</b>	<b>5</b>
1.1	Výstražné značky .....	5
1.2	Informační značky .....	5
<b>2</b>	<b>Popis .....</b>	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>Identifikace přístroje .....</b>	<b>8</b>
3.1	Typový štítek .....	8
3.2	Objednávací údaje .....	9
3.3	Příslušenství (součástí dodávky) .....	10
3.4	Příslušenství (volitelné) .....	10
<b>4</b>	<b>Upevnění .....</b>	<b>11</b>
4.1	Základní informace .....	11
4.2	Nástěnná montáž .....	11
4.3	Sada pro montáž na potrubí / ochranná stříška .....	12
4.4	Sada pro montáž na DIN lištu .....	12
4.5	Montáž do panelu .....	13
<b>5</b>	<b>Instalace .....</b>	<b>15</b>
5.1	Poznámky k instalaci .....	15
5.2	Galvanické oddělení .....	16
5.3	Otevření a uzavření přístroje .....	17
5.4	Připojení vodičů .....	18
5.5	Osazení svorek .....	19
5.6	Osazení svorek .....	20
<b>6</b>	<b>Obsluha .....</b>	<b>22</b>
6.1	Obslužné prvky .....	22
6.2	Zobrazení .....	23
6.3	Princip obsluhy .....	24
6.4	Režim měření .....	25
6.5	Vstupní / výstupní informace .....	25
6.6	Obslužná úroveň .....	27
6.7	Administrátorská úroveň .....	27
6.8	Informace o přístroji .....	33
6.9	Funkce regulátoru .....	34
6.10	Ruční režim (HAND) / režim simulace výstupů .....	35
6.11	Režim HOLD .....	39

---

# Obsah

---

<b>7</b>	<b>Uvedení do provozu .....</b>	<b>40</b>
7.1	Rychlý úvod .....	40
7.2	Příklady nastavení .....	41
<b>8</b>	<b>Kalibrace senzorů .....</b>	<b>56</b>
8.1	Kalibrace sondy typu 202613/... .....	56
8.2	Kalibrace sondy typu 20263x .....	63
8.3	Kalibrace sondy typu 202670/... .....	69
<b>9</b>	<b>Setup program .....</b>	<b>74</b>
9.1	Funkce .....	74
<b>10</b>	<b>Odstranění závad a poruch .....</b>	<b>75</b>
<b>11</b>	<b>Technická data .....</b>	<b>77</b>
11.1	Digitální rozhraní .....	77
11.2	Analogový vstup teploty .....	77
11.3	Vzorkování .....	77
11.4	Sledování měřicího okruhu .....	77
11.5	Binární vstup .....	77
11.6	Regulátor .....	77
11.7	Analogové výstupy (maximálně 2) .....	78
11.8	Spínací výstupy (maximálně 2 přepínací) .....	78
11.9	Napájecí napětí pro senzory .....	78
11.10	Setup rozhraní .....	78
11.11	Elektrická data .....	78
11.12	Zobrazení .....	79
11.13	Pouzdro .....	79
11.14	Schválení / zkušební značky .....	79
<b>12</b>	<b>Dodatek .....</b>	<b>80</b>
12.1	Parametry obslužné úrovně .....	80
12.2	Vysvětlení parametrů .....	90
12.3	Definice pojmů .....	94
12.4	Vývojový diagram průvodce základním nastavením .....	96
12.5	Šablona pro výřez v panelu .....	98
<b>13</b>	<b>Index .....</b>	<b>99</b>

---

## 1.1 Výstražné značky



### NEBEZPEČÍ!

Tato značka upozorňuje na to, že při nepřijmutí vhodných opatření může dojít ke **zranění osob elektrickým proudem**.

---



### VAROVÁNÍ!

Tato značka upozorňuje na to, že při nepřijmutí vhodných opatření, nedodržení návodu nebo při nepřesném postupu může dojít ke **zranění osob**.

---



### UPOZORNĚNÍ!

Tato značka upozorňuje na to, že při nepřijmutí vhodných opatření, nedodržení návodu nebo při nepřesném postupu může dojít ke **škodě na majetku nebo ztrátě dat**.

---

## 1.2 Informační značky



### POZNÁMKA!

Tato značka upozorňuje na **důležité informace** o přístroji, manipulaci s ním nebo doplňujícím použitím.

---

abc<sup>1</sup>

### Poznámka pod čarou

Poznámky pod čarou **upozorňují** na specifické části textu. Poznámky se skládají ze dvou částí:

Označení v textu a text poznámky pod čarou.

Označení v textu je dáno horními indexy, které jsou uspořádány jako po sobě jdoucí čísla.

\*

### Provedení činnosti

Tato značka upozorňuje na odstavec, kde je popsáno **provedení pracovní činnosti**.

Jednotlivé pracovní postupy jsou označeny touto hvězdičkou.

Příklad:

\* Uvolněte šrouby s vestavnou hlavou.

## 2 Popis

---

### Základní informace

Přístroj má celkem 1 digitální rozhraní, 1 analogový teplotní vstup a 1 binární vstup. Digitální rozhraní je vhodné pro připojení senzorů s rozhraním Modbus RS485. Pokud připojený senzor nemá integrovaný senzor teploty, lze do analogového vstupu teploty připojit odporový teploměr Pt100, Pt1000 nebo NTC/PTC (až 4 k $\Omega$ ). Napájecí napětí pro digitální senzor je integrováno v přístroji.

Grafický displej umožňuje zobrazení vstupních signálů v podobě číslic nebo sloupcového grafu. Zobrazení parametrů v podobě prostého textu zajišťuje bezpečný a lehce pochopitelný provoz.

Dva volitelné reléové přepínací výstupy lze použít pro implementaci jednoduchých spínacích nebo alarmových funkcí, jakož i pro náročné regulační úlohy s chováním P, PI, PD a PID. Na požadavek může být přístroj vybaven dvěma analogovými výstupy (0 ... 10 V nebo 0(4) ... 20 mA), které lze volně parametrizovat a škálovat.


Přístroj je vhodný pro úlohy typu zobrazení, měření a regulace:

- **Rozpuštěného kyslíku** ve spojení se senzory podle typového listu 202613
- **Zákalu** ve spojení se senzory podle typového listu 202670
- **Volného chlóru** ve spojení se senzory podle typového listu 202630
- **Celkového chlóru** ve spojení se senzory podle typového listu 202631
- **Chlordioxidu a ozónu** ve spojení se senzory podle typového listu 202634
- **Peroxidu vodíku a kyseliny peroctové** ve spojení se senzory podle typového listu 202636
- **Bromu** ve spojení se senzory podle typového listu 202637

### Klíčové vlastnosti

- Zobrazení: mg/l, ppm, % SAT, %, ‰, g/l, ppb,  $\mu$ g/l, NTU, FNU atd. Další nastavení je možné pomocí setup programu (volitelně)
- Velký grafický LCD s podsvícením
- Volitelné zobrazení displeje: velké číslice, sloupcový graf nebo tendence (trend)
- Integrované kalibrační procedury (v závislosti na senzoru): kalibrace nulového bodu, kalibrace koncové hodnoty a 2-bodová kalibrace
- Záznamy kalibrací
- Ochranné krytí IP67 pro povrchovou montáž  
Ochranné krytí IP65 pro montáž do rozvaděče
- Výběr jazyka: angličtina, němčina, francouzština
- Pomocí setup programu (volitelně): lehce použitelné nastavení, dokumentace přístroje, stahování dalších jazyků

## Blokový diagram




## 3 Identifikace přístroje

---

### 3.1 Typový štítek

#### Poloha

Typový štítek je umístěn na pravé straně pouzdra přístroje.



#### Obsah

Typový štítek obsahuje důležité informace. To zahrnuje:

Popis	Označení na typovém štítku	Příklad
Typ přístroje	Typ	202569/20-654-888-000-310-000-23/000
Obj. číslo	TN	00602276
Výrobní číslo	F-Nr.	0168122901019380001
Napájecí napětí		110 ... 240 V AC, -15/+10 %, 48 ... 63 Hz, <14 VA

#### Přístroj (typ)

Porovnejte specifikace na typovém štítku s Vašimi objednávacími údaji. Dodaná verze přístroje může být identifikována pomocí objednávkového klíče (Viz kapitola 3.2 "Objednávací údaje", strana 9).

#### Obj. č. (TN)

Obj. číslo jasně identifikuje daný produkt. To je důležité pro komunikaci mezi zákazníkem a obchodním oddělením.

#### Výrobní číslo (F-Nr.)

Mimo jiné obsahuje výrobní číslo informaci o datumu výroby (rok/týden) a hardwarové verzi přístroje.

#### Datum výroby

Příklad: F-Nr. = 01681229010**1938**0001  
Požadovaný údaj se nachází na pozicích 12 ... 15 (zleva).  
Přístroj byl tedy vyroben v **38.** kalendářním týdnu roku 20**19**.

### 3.2 Objednávací údaje

- (1) **Základní typ**  
202569 JUMO AQUIS 500 RS  
Zobrazovací jednotka / regulátor pro digitální senzory s protokolem Modbus
- (2) **Rozšíření základního typu**  
10 Pro instalaci do panelu  
20 Pouzdro pro montáž na stěnu
- (3) **Vstup**  
654 RS422/485 Modbus master
- (4) **Výstup 1 (pro měření hlavní hodnoty nebo spojitou regulaci)**  
000 Žádný výstup  
888 Analogový výstup 0(4) ... 20 mA nebo 0 ... 10 V
- (5) **Výstup 2 (pro měření teploty nebo spojitou regulaci)**  
000 Žádný výstup  
888 Analogový výstup 0(4) ... 20 mA nebo 0 ... 10 V
- (6) **Výstup 3**  
000 Žádný výstup  
310 Relé přepínací
- (7) **Výstup 4**  
000 Žádný výstup  
310 Relé přepínací
- (8) **Napájecí napětí**  
23 110 ... 240 V AC, -15/+10 %, 48 ... 63 Hz  
25 20 ... 30 V AC/DC, 48 ... 63 Hz  
30 12 ... 24 V DC, ±15 %
- (9) **Typové přídatky**  
000 Žádné

Objednávkový klíč  /  -  -  -  -  -  -  /

Příklad obj. 202569 / 20 - 654 - 888 - 000 - 310 - 000 - 23 / 000

## 3 Identifikace přístroje

---

### 3.3 Příslušenství (součástí dodávky)

- 4 × výměnná šroubová svorka
- 1 × malý zásuvný můstek
- 1 × velký zásuvný můstek
- 1 × upevňovací svorka pro průměr vedení > 5 mm
- 2 × upevňovací svorka pro průměr vedení < 5 mm
- 1 × upevňovací svorka pro průměr vedení < 3 mm
- 2 × šroub s oválnou hlavou 3,5 × 6,5
- 4 × distanční váleček pro montáž do panelu
- 4 × šestihranná matice pro montáž do panelu
- 4 × šroub se zápusťnou hlavou M6 × 10
- 4 × upevňovací prvek
- 1 × kabelová průchodka M12 × 1,5
- 1 × ploché těsnění pro kabelovou průchodku M12 × 1,5
- 1 × těsnicí kroužek pro kabelovou průchodku M12 × 1,5
- 2 × kabelová průchodka M16 × 1,5
- 2 × ploché těsnění pro kabelovou průchodku M16 × 1,5
- 1 × vícenásobný těsnicí kroužek pro průchodku M16 × 1,5
- 1 × vodič s PVC izolací
- 1 × kryt kabelu

### 3.4 Příslušenství (volitelné)

Typ	Obj. číslo
Ochranná stříška pro JUMO AQUIS 500 <sup>a</sup>	00398161
Sada pro montáž na potrubí pro JUMO AQUIS 500 <sup>b</sup>	00483664
Sada pro montáž na DIN lištu pro JUMO AQUIS 500 <sup>c</sup>	00477842
Sloupek s podstavcem, rameno a řetěz	00398163
Upevnění pro závěsnou armaturu	00453191
Sada zadní stěny 20256x	00506351
Setup program pro PC	00483602
PC-interface kabel s převodníkem USB/TTL a dva adaptéry (USB připojovací kabel)	00456352

<sup>a</sup> Pro instalaci ochranné stříšky je potřebná sada pro montáž na potrubí.

<sup>b</sup> Pomocí sady pro montáž na potrubí může být JUMO AQUIS 500 upevněn na tyč (např. sloupek nebo potrubí).

<sup>c</sup> Pomocí sady pro montáž na DIN lištu může být JUMO AQUIS 500 upevněn na DIN lištu 35 mm x 7,5 mm (podle DIN EN 60715 A.1).

### 4.1 Základní informace


- Montážní místo** Zajistěte snadný přístup k přístroji pro pozdější kalibrace.  
Přístroj musí být nainstalován pevně a s minimálním vystavením vibracím.  
Neinstalujte přístroj na místo přímého slunečního záření!  
Přípustný rozsah teploty okolí v místě instalace: -10 ... 55 °C při max. 95 % rel. vlhkosti bez orosení.
- Montážní poloha** Přístroj může být namontován v libovolné poloze.

### 4.2 Nástěnná montáž



#### POZNÁMKA!

Upevňovací držáky (1) jsou součástí dodávky.




- \* Čtyři upevňovací spony (1) přišroubovat na kryt. Upevňovací držáky lze otáčet v 90° krocích.
- \* Připevněte pouzdro upevňovacími držáky (pomocí šroubů, spon apod.) na povrch nebo desku.

## 4 Upevnění

### 4.3 Sada pro montáž na potrubí / ochranná stříška

Pomocí sady pro montáž na potrubí pro JUMO Aquis 500 (obj. č.: 00483664) může být přístroj (a popř. ochranná stříška pro JUMO Aquis 500, obj. č. 00398161) připevněn na potrubí nebo zábradlí o průměru 30 až 50 mm.




Šrouby (1) M5 x 30 pro průměr tyče 30 až 40 mm.

Šrouby (2) M5 x 40 pro průměr tyče 40 až 50 mm.

Sada pro montáž na potrubí je vhodná také pro horizontální potrubí.

### 4.4 Sada pro montáž na DIN lištu

Sada pro montáž na DIN lištu pro JUMO AQUIS 500 (obj. č.: 00477842) může být použita pro připevnění přístroje na 35 mm x 7,5 mm DIN lištu definovanou podle DIN EN 60715 A.1.




### 4.5 Montáž do panelu



#### POZNÁMKA!

Šablona pro vrtání viz kapitola 12.5 "Šablona pro výřez v panelu", strana 98.

Aby bylo dosaženo ochranného krytí IP65, musí být deska rozvodné skříně dostatečně silná.



- \* Připravte si výřez a díry v panelu podle příslušné šablony na vrtání.
- \* Do výřezu v panelu umístěte ovládací panel (1) s těsněním (3) a upevněte pomocí šroubů (2), distančních podložek (4) a matek (5).




#### UPOZORNĚNÍ!

Pro zajištění elektrické bezpečnosti musí být namontován kryt vedení, viz další strana!


## 4 Upevnění

---



- \* Proveďte elektrické připojení.
- \* Odlomte požadované krytky (3) z krytu vedení (2) pro vedení příslušných vodičů.
- \* Připevněte kryt vedení (2) na ovládací panel (1).

Vestavná  
hloubka



## 5.1 Poznámky k instalaci

**NEBEZPEČÍ!**

Elektrické připojení smí provádět pouze kvalifikovaný personál.

Při volbě vedení, při instalaci a při elektrickém připojení přístroje dbejte na předpisy VDE 0100 „Předpisy o budování silnoproudých zařízení s jmenovitým napětím do 1000 V“ a na příslušné národní předpisy. **Musí být použity pouze flexibilní kabely a vodiče.**

Při možnosti doteku živých částí pod napětím musí být přístroj zcela odpojen od elektrické sítě.

Zatížení obvodu musí být dimenzováno na maximální reléový proud, čímž se zabrání poškození výstupních kontaktů relé v případě zkratu vyskytujícího se v tomto bodě.

Elektromagnetická kompatibilita odpovídá EN 61326.

Vstupní, výstupní a napájecí kabely musí být vedeny odděleně, nikoli paralelně spolu.

Použijte stíněné senzorové kabely s kroucenými vodiči. Nevedte vodiče v blízkosti elektricky vodivých součástí nebo jiných vodičů. Uzemněte stínění na jedné straně.

Vedení senzorů by mělo být implementováno pomocí nepřerušovaných kabelů (ne zapojeno přes svorkovnice atd.).

Na napájecí svorky přístroje nepřipojujte žádné další spotřebiče.

Přístroj není určen pro instalaci v prostředí s nebezpečím výbuchu (prostředí Ex).

Vedle chybně provedené instalace mohou také chybně nastavené hodnoty na přístroji vést k poškození přístroje nebo celého zařízení. Proto by mělo být nastavení prováděno odborně proškoleným personálem nezávisle na bezpečnostních zařízeních.

Průřezy vodičů a krimpovací dutinky

## Poznámky k instalaci


	Minimální průřez	Maximální průřez	Minimální délka krimpovacích dutinek
Bez dutinek	0,34 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>	10 mm (odizolované)
S krimpovacími dutinkami bez krčku	0,25 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>	10 mm
S krimpovacími dutinkami s krčkem do 1,5 mm <sup>2</sup>	0,25 mm <sup>2</sup>	1,5 mm <sup>2</sup>	10 mm
S krimpovacími dutinkami s krčkem nad 1,5 mm <sup>2</sup>	1,5 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>	12 mm
Dvojitě krimpovací dutinky s krčkem	0,25 mm <sup>2</sup>	1,5 mm <sup>2</sup>	12 mm

**UPOZORNĚNÍ!**

Aby bylo docíleno udávaného ochranného krytí (IP67), musí být pro každé vedení použita jedna kabelová průchodka.

## 5 Instalace

### 5.2 Galvanické oddělení



<sup>1</sup> není platné pro ochranné malé napětí pro napájecí napětí 30 (12 ... 24 V DC).

### 5.3 Otevření a uzavření přístroje



**Otevření přístroje** \* Před otevřením uvolněte všechny kabelové průchodky (2) pro možnost pohybu vodičů.

\* Připojovací vedení lehce zatlačte do pouzdra, aby vznikla dostatečná rezerva pro otevření.

\* Povolte 4 šrouby čelního panelu (1) a vytáhněte je až na doraz.

\* Kryt pouzdra vytáhněte dopředu a poté ho sklopte. Kryt pouzdra musí být možné otevřít lehce. Pro otevření nepoužívejte hrubou sílu!

**Uzavření přístroje**

\* Při uzavírání přístroje vytáhněte při uvolněných kabelových průchodkách vodiče směrem ven a ujistěte se, že vodiče uvnitř přístroje jsou správně vedeny. Věnujte pozornost správnému opláštění k zajištění odlehčení tahu a stupně krytí (IP67) kabelových průchodků.

\* Kryt pouzdra musí být možné uzavřít pomocí 4 šroubů bez použití hrubé síly.


\* Utáhněte kabelové průchodky.

## 5 Instalace

---

### 5.4 Připojení vodičů

Elektrické připojení pro nástěnnou montáž je možné pohodlně provést po odklopení krytu přístroje.



---


V přístroji se nacházejí vodící plíšky, které umožní optimální vedení vodičů v přístroji až ke svorkovnici. **Po umístění vodičů musí být připevněn kryt vedení (1), dokud nezaklapne na doraz, jak je zobrazeno výše. To je důležité pro zajištění elektrické bezpečnosti!**

Pro připojení jednotlivých vodičů odstraňte zásuvné svorkovnice z řídicího panelu.

Připojovací vedení ved'te skrz kabelové průchodky.

---

## Vnitřní pohled




- \* Připojovací vedení ved'te skrz kabelové průchodky do přístroje.
- \* Odizolovanou část stínění upevněte pod kabelovou sponku (3).



K upevnění sponek (3) smí být použity **pouze** šroubky 3,5 x 6,5! Delší šrouby mohou vést k nebezpečnému napětí na stínění vodičů!






- \* Odlomte požadované krytky z krytu vedení pro vedení příslušných vodičů. Připevněte kryt vedení.
- \* Jednotlivé vodiče zapojte, viz níže a viz kapitola 5.6 "Osazení svorek", strana 20.
- \* Zasuňte šroubovací svorkovnici typu plug-in pro řadu 1 (1) a řadu 2 (2) do přístroje.

## 5.5 Osazení svorek









## 5 Instalace

### 5.6 Osazení svorek

Připojení		Svorka	Řada
<b>Napájecí napětí pro převodník / regulátor</b>			
Napájecí napětí (23): 110 ... 240 V AC; -15/+10 %; 48 ... 63 Hz		1 N (L-) 2 L1 (L+)	1
Napájecí napětí (25): 20 ... 30 V AC/DC; 48 ... 63 Hz			
Napájecí napětí (30): 12 ... 24 V DC; +/-15 % (přípustné pouze pro připojení k obvodům SELV/PELV)			
NC		3	
<b>Napájecí napětí pro snímač polohy</b>			
12 V DC (10 ... 20 V)		11 + 12 -	1
<b>Napájecí napětí 24 V pro digitální senzory řady 20263x/...</b> (připojení viz kapitola "Elektrické připojení sondy typu 202630/50... nebo /53... a detektoru průtoku", strana 47)			
24 V DC (20,4 ... 28,8 V)		14 + 15 -	1
<b>Napájecí napětí 5 V pro digitální sondy typu 202613/... a 202670/...</b> (připojení viz kapitola "Elektrické připojení sondy typu 202613/...", strana 42 a viz kapitola "Elektrické připojení sondy typu 202670/...", strana 52)			
5 V DC (5,1 ... 5,25 V)		1 - 2 +	2
<b>Vstupy</b>			
NC		5 6	2
Rozhraní Modbus RS485		3 data - 4 data + 7 stínění	
Odporový teploměr ve 2-vodičovém připojení		8 9 10	

## 5 Instalace

Připojení		Svorka	Řada
Odporový teploměr ve 3-vodičovém připojení		8 9 10	2
Binární vstup		11 12	
<b>Výstupy</b>			
Analogový výstup 1 0 ... 20 mA nebo 20 ... 0 mA nebo 4 ... 20 mA nebo 20 ... 4 mA nebo 0 ... 10 V nebo 10 ... 0 V (galvanicky oddělené)		13 + 14 -	2
Analogový výstup 2 0 ... 20 mA nebo 20 ... 0 mA nebo 4 ... 20 mA nebo 20 ... 4 mA nebo 0 ... 10 V nebo 10 ... 0 V (galvanicky oddělené)		15 + 16 -	
Spínací výstup K1 (bezpotenciálový)		4 Pól 5 Přepínací kontakt 6 Spínací kontakt	1
NC		7	
Spínací výstup K2 (bezpotenciálový)		8 Pól 9 Přepínací kontakt 10 Spínací kontakt	

## 6 Obsluha

---



### POZNÁMKA!






Obsluha přístroje přes volitelný setup program, viz kapitola 9 "Setup program", strana 74.

Tato část popisuje ovládání přístroje pomocí tlačítek.

---

### 6.1 Obslužné prvky




- (1) Zobrazení      Podsvícení displeje (během provozu)
- (2) Tlačítko  Spuštění kalibrace
- (3) Tlačítko  Přerušování zadání / opuštění úrovně
- (4) Tlačítko  Změna úrovně  
Procházení výběru  
Potvrzení výběru
- (5) Tlačítko  Snížení hodnoty  
Procházení výběru
- (6) Tlačítko  Zvýšení hodnoty  
Procházení výběru

## 6.2 Zobrazení

### 6.2.1 Režim měření (normální zobrazení)


Příklad



- |  |  |
|--|--|
| (1) Relé K1 je aktivní   | (7) Měřená hodnota   |
| (2) Relé K2 je aktivní   | (8) Jednotky měřené hodnoty  |
| (3) Binární vstup 1 je řízen<br>Tlačítka jsou zablokována  | (9) Teplota média  |
| (4) Stav přístroje (upozornění)  | (10) Stav přístroje, např.<br>- Měření (normální)<br>- Stav kalibrace                            |
| (5) - Alarm (např. překročení rozsahu)<br>- Kalib. bliká (uplynul kalibrační časovač)<br>- Kalib. (zákaznická kalibrace aktivní) | (11) AL R1 = alarm regulátoru 1<br>AL R2 = alarm regulátoru 2<br>AL R12 = alarm regulátorů 1 a 2 |
| (6) Režim výstupu<br>- Ruční (ruční režim)<br>- HOLD (režim hold)  |  |




#### POZNÁMKA!

Pro návrat do režimu měření:  
stisknout tlačítko  nebo čekat na "timeout".

# 6 Obsluha

## 6.3 Princip obsluhy

### 6.3.1 Obsluha v úrovních



- (1) viz kapitola 6.4 "Režim měření", strana 25
- (2) viz kapitola 6.5.1 "Min. / max. hodnoty", strana 25
- (3) viz kapitola 6.5.2 "Zobrazení akčního zásahu", strana 26
- (4) viz kapitola 6.10.4 "Přehled ručního režimu / režimu simulace", strana 38
- (5) viz kapitola 6.6 "Obslužná úroveň", strana 27

- (6) viz kapitola 6.7 "Administrátorská úroveň", strana 27
- (7) viz kapitola 6.7.2 "Parametizační úroveň", strana 29
- (8) viz kapitola 6.7.3 "Odblokovácí úroveň", strana 29
- (9) viz kapitola 6.7.4 "Základní nastavení", strana 32
- (10) viz kapitola 6.7.5 "Kalibrační úroveň", strana 32


## 6.4 Režim měření

### 6.4.1 Normální zobrazení

#### Zobrazení

V měřicím režimu je zobrazeno následující:

- Signál digitálního rozhraní
- Jednotky (konfigurovatelné mg/l, ppm, % Sat. atd.)
- Teplota měřeného média



- (1) MĚŘENÍ -> režim měření
- (2) 23,7 °C -> teplota měřeného média
- (3) 1,58 ppm -> přepočítaná měřená hodnota z hlavního digitálního vstupu




#### POZNÁMKA!

V režimu měření může být zvoleno zobrazení tendence nebo sloupcového grafu, viz "TYP ZOBRAZENÍ MĚŘENÍ", strana 91.


## 6.5 Vstupní / výstupní informace

### 6.5.1 Min. / max. hodnoty



#### Aktivování zobrazení min. / max. hodnot

Přístroj se nachází v režimu měření (normální zobrazení).

\* Stisknout tlačítko  na dobu kratší než 2 sekundy.

Zobrazí se minimální a maximální hodnoty z hlavního vstupu (mg/l, ppm, % Sat. atd.) a teplota.

## 6 Obsluha

---



### POZNÁMKA!

Extrémní hodnoty hlavní měřené proměnné a teploty **nejsou** vzájemně přiřazeny (např. ne 1,16 ppm pro 15,3 °C).

Pro návrat do režimu měření:

\* stisknout tlačítko  nebo čekat na "timeout".

Měření s "mimo rozsah" bude ignorováno.


Opětovným krátkým stisknutím tlačítka  se dospěje k zobrazení akčního zásahu.

Min. / max. hodnoty mohou být vymazány: **OBSLUŽNÁ ÚROVEŇ / ZOBRAZENÍ / VYMAZAT MIN. /MAX. HODNOTY.**

Při změně základního nastavení nebo při výpadku napájení jsou min. a max. hodnoty vymazány.

---

### 6.5.2 Zobrazení akčního zásahu



Přístroj se nachází v režimu měření (normální zobrazení).

\* Dvakrát stisknout tlačítko  na dobu kratší než 2 sekundy.

Zobrazí se akční zásah obou regulačních kontaktů (jestliže existují).

---



### POZNÁMKA!

Akční zásah výstupu lze zobrazit pouze v případě, že je daný výstup nakonfigurován:

Např.: **ADMINISTR. ÚROVEŇ > PARAMETR. ÚROVEŇ > REGUL. KAN. 1 NEBO 2.**


Pro návrat do normálního zobrazení:

\* stisknout tlačítko  nebo čekat na "timeout".

Pro návrat do "přehledu ručního režimu" stiskněte znovu tlačítko .

---

## 6.6 Obslužná úroveň

V této úrovni můžete upravovat všechny parametry, které jsou povoleny v administrátorské úrovni (viz kapitola 6.7 "Administrátorská úroveň", strana 27). Všechny ostatní parametry (označeny symbolem klíče ) jsou určeny pouze ke čtení.







- \* Stisknout tlačítko  na dobu delší než 2 sekundy.
- \* Zvolte OBSLUŽNÁ ÚROVEŇ.



## 6.7 Administrátorská úroveň


- V této úrovni mohou být editovány všechny parametry.
- V této úrovni je možné nastavit, které parametry mohou být editovatelné pro „běžného“ uživatele (obsluha) a jaký typ kalibrace má být prováděn.

Pro přístup do administrátorské úrovně:

- \* Stisknout tlačítko  na dobu delší než 2 sekundy.
- \* Pomocí tlačítka  nebo  vybrat "ADMINISTR. ÚROVEŇ".
- \* Použitím tlačítek  a  zadat heslo 300.
- \* Potvrdit tlačítkem .

## 6 Obsluha

### 6.7.1 Úrovně administrátorské úrovně



Timeout a návrat do režimu měření ze všech položek následuje po 60 s.

- <sup>1</sup> Není dostupné s volně konfigurovatelným senzorem.  
<sup>1</sup> Dostupné pouze s volně konfigurovatelným senzorem.  
<sup>3</sup> Dostupné pouze pro sondy typu 202613/... a 202670/...

### 6.7.2 Parametrizační úroveň

Zde lze provést stejné nastavení jako v obslužné úrovni, viz kapitola 6.6 "Obslužná úroveň", strana 27. Protože zde obsluha (uživatel) disponuje administrátorským oprávněním, může měnit také parametry, které jsou zablokovány v uživatelské úrovni.

### 6.7.3 Odblokovací úroveň

Zde mohou být všechny parametry pro editování povoleny (možnost změny) nebo zablokovány (změna není možná).

Pro přístup do odblokovací úrovně:

**ADMINISTR. ÚROVEŇ > HESLO > ODBLOKOVACÍ ÚROVEŇ.**

#### VSTUP RS485

NULOVÝ BOD  
STRMOST  
"NULL"  
"SPAN"  
BAUDOVA RYCHLOST  
PARITA  
STOP-BITY  
ADRESA PŘÍSTROJE  
ADR. TEPLoty  
ADR. HLAVNÍ HODNOTY  
ADR. NEKOMP. HL. HOD.  
JEDNOTKY HL. HODNOTY  
JEDNOTKY NEKOMP. HL. HOD.  
"BYTEORDER FLOAT"  
JEDNOTKY  
ZDROJ TEPL. KOMP.  
SALINITA  
TLAK  
VZORKOVACÍ FREK.  
KONST. ČAS. FILTR  
KALIB. INTERVAL

#### VSTUP TEPLoty

TEPLOTNÍ SENZOR  
JEDNOTKY  
RUČNÍ TEPLota  
ČASOVÁ KONSTANTA FILTRU  
OFFSET<sup>1</sup>

#### BINÁRNÍ VSTUP

FUNKCE  
ZPOŽDĚNÍ ZAPNUTÍ

<sup>1</sup> Při použití sondy typu 202613/... ovlivňuje nastavený offset teploty zobrazenou teplotu, analogové výstupy a mezní hodnoty. To však nemá žádný vliv na teplotní kompenzaci uvnitř senzoru.

## 6 Obsluha

---

### REGULAČNÍ KANÁL 1 nebo REGULAČNÍ KANÁL 2

TYP REGULÁTORU  
POŽADOVANÁ HODNOTA  
POŽADOVANÁ HODNOTA 2  
MIN/MAX KONTAKT  
PROPORCIONÁLNÍ PÁSMO  
INTEGRAČNÍ KONSTANTA  
DERIVAČNÍ KONSTANTA  
DOBA PULZU  
DOBA POHONU  
HYSTEREZE  
MIN. DOBA ZAPNUTÍ  
MAX. PULZNÍ FREKVENCE  
MEZE AKČNÍHO ZÁSAHU  
ZPOŽDĚNÍ ZAPNUTÍ  
ZPOŽDĚNÍ VYPNUTÍ  
ALARM REGULÁTORU  
TOLERANCE ALARMU  
ZPOŽDĚNÍ ALARMU  
V REŽIMU HOLD  
AKČNÍ ZÁSAH HOLD  
V PŘÍPADĚ CHYBY  
MAX. POŽADOVANÁ HODNOTA  
MIN. POŽADOVANÁ HODNOTA

### OST. FUNK. REG. (ostatní funkce regulátoru)

VYPNUTÍ I-SLOŽKY  
ODDĚLENÉ REGULÁTORY  
RUČNÍ REŽIM

### SPÍNACÍ VÝSTUP 1 nebo SPÍNACÍ VÝSTUP 2

FUNKCE  
BOD SEPnutí  
PŘED-ALARM  
ODSTUPY  
HYSTERZE  
ZPOŽDĚNÍ ZAPNUTÍ  
ZPOŽDĚNÍ VYPNUTÍ  
DOBA PULZU  
BĚHEM KALIBRACE  
V PŘÍPADĚ CHYBY  
V REŽIMU HOLD  
RUČNÍ REŽIM  
KLIDOVÝ / PRACOVNÍ KONTAKT

### ANALOGOVÝ VÝSTUP 1 nebo ANALOGOVÝ VÝSTUP 2

VÝBĚR SIGNÁLU  
TYP SIGNÁLU  
ZAČÁTEK MĚŘÍTKA  
KONEC MĚŘÍTKA  
BĚHEM KALIBRACE  
V PŘÍPADĚ CHYBY

V REŽIMU HOLD  
BEZPEČNÁ HODNOTA  
SIMULACE  
SIMULOVANÁ HODNOTA

### ZOBRAZENÍ

JAZYK  
PODSVÍCENÍ  
LCD INVERZNÍ  
TYP ZOBRAZENÍ MĚŘENÍ  
DOLNÍ DISPLEJ  
HORNÍ DISPLEJ  
ZAČÁTEK MĚŘÍTKA SLOUPCOVÉHO GRAFU  
KONEC MĚŘÍTKA SLOUPCOVÉHO GRAFU  
MIN/MAX RESET  
TIMEOUT OBSLUHY  
KONTRAST

### OPLACHOVÝ ČASOVAČ

INTERVAL ČIŠTĚNÍ  
DOBA ČIŠTĚNÍ

## 6 Obsluha

---

### 6.7.4 Základní nastavení

Aby byla uživateli zjednodušena konfigurace digitálních senzorů s protokolem Modbus, a aby nedocházelo ke konfliktu v nastavení, je přístroj JUMO AQUIS 500 RS vybaven **asistentem pro základní nastavení**.

Pro přístup do základního nastavení:

**ADMINISTR. ÚROVEŇ > HESLO > ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ.**

---



#### **POZNÁMKA!**

Pro přehled procesu průvodce základním nastavením (vývojový diagram) viz kapitola 12.4 "Vývojový diagram průvodce základním nastavením", strana 96.

---

Pro podrobný popis konfigurace digitálních senzorů na přístroji pomocí průvodce základním nastavením viz kapitola 7.2 "Příklady nastavení", strana 41.

### 6.7.5 Kalibrační úroveň

Přímo z této položky v menu je možné zahájit kalibraci.

Pro přístup do kalibrační úrovně:

**ADMINISTR. ÚROVEŇ > HESLO > KALIB. ÚROVEŇ.**

V závislosti na připojeném senzoru může být nastavena jedna nebo více kalibračních možností:

- Nulový bod
- Koncová hodnota
- Dvou-bodová kalibrace

### 6.7.6 Povolení kalibrace

Zde provedené nastavení může definovat, které kalibrace mohou nebo nemohou být provedeny po následném spuštění kalibrace v obslužné úrovni nebo pomocí tlačítka "CAL".

Pro přístup do kalibrační úrovně:

**ADMINISTR. ÚROVEŇ > HESLO > POVOLENÍ KALIBRACE.**

V závislosti na připojeném senzoru může být povolena nebo zakázána jedna nebo více kalibračních možností:

- Nulový bod
- Koncová hodnota
- Dvou-bodová kalibrace

### 6.7.7 Vyhledávání senzorů

Tato funkce vyhledává připojené sondy typu 202613/..., 20263x/... nebo 202670/... na rozhraní RS485, zobrazí jejich nastavení hodnoty přenosové rychlosti, parity a adresy přístroje a po potvrzení tlačítkem "PGM" je uloží do přístroje.

Funkce je užitečná po výměně sondy. Pokud má nová sonda nastavenou např. jinou adresu přístroje, všechny ostatní parametry musí zůstat zachovány.

### 6.7.8 Smazání záznamu kalibrací<sup>1</sup>

V záznamu kalibrací je archivováno posledních pět kalibračních procedur.

Záznamy mohou být při požadavku po zobrazení potvrzovací výzvy vymazány.

### 6.7.9 Resetování kalibrací senzoru<sup>2</sup>

V případě získání neplatných hodnot pomocí kalibrace lze touto funkcí obnovit výrobní nastavení kalibrace sond typu 202613/... a 20670/.... Funkce neovlivňuje záznam kalibrací senzorů.

## 6.8 Informace o přístroji

Zde je seznam všech důležitých parametrů aktuální konfigurace (základního nastavení).

<b>Příklad</b>	TEPLOTNÍ SENZOR	-> MODBUS
	TYP SENZORU	-> 202613
	ADRESA PŘÍSTROJE	-> 255
	SALINITA	-> 10,0 g/kg
	TLAK	-> 1013 hPa
	JEDNOTKY	-> % Sat.
	VZORKOVACÍ FREKVENCE	-> 5 s

---

<sup>1</sup> Dostupné pouze pro volně konfigurovatelné senzory.

<sup>2</sup> Dostupné pouze pro sondy typu 202613/... a 202670/...

## 6 Obsluha

### 6.9 Funkce regulátoru

#### Jednoduché spínací funkce

Jednoduché spínací funkce - jako jsou kontakty alarmu, sledování mezní hodnoty nebo signalizace kalibračního časovače - v JUMO AQUIS 500 je možné konfigurovat v parametrizační úrovni pomocí parametrů „Spínací výstup 1“ nebo „Spínací výstup 2“.

#### Funkce regulátoru "vyššího řádu"

Spínací funkce regulátoru vyššího řádu (P, PI, PD a PID) jsou konfigurovány v parametrizační úrovni pomocí parametrů "Regulátor 1" nebo "Regulátor 2".


Při nastavené regulaci mezní hodnoty, impulzně délkové regulaci, impulzně frekvenční regulaci a tří-bodové regulaci musí být konfigurovány spínací výstupy; při nastavené spojitě regulaci musí být použit analogový výstup.

#### Příklady parametrů obslužné úrovně

Spínací výstup 1 nebo 2	Vysvětlení
Žádné	Není požadována žádná spínací funkce ani regulační funkce
Regulátor 1	Přístroj by měl regulovat na "vyšší úrovni"
Regulátor 2	Přístroj by měl regulovat na "vyšší úrovni"
Alarm regulátoru 1 nebo 2	"Jednoduché" spínací funkce
Alarm regulátoru	"Jednoduché" spínací funkce
 hlavní hodnota	(Funkce alarmu 1) hlavní hodnota
 hlavní hodnota	(Funkce alarmu 2) hlavní hodnota
 hlavní hodnota	(Funkce alarmu 7) hlavní hodnota
 hlavní hodnota	(Funkce alarmu 8) hlavní hodnota
 teplota	(Funkce alarmu 1) teplota
 teplota	(Funkce alarmu 2) teplota
 teplota	(Funkce alarmu 7) teplota
 teplota	(Funkce alarmu 8) teplota
Chyba senzoru	
Oplachový časovač	
Kalib. časovač	
<b>Regulační kanál 1 nebo 2</b>	
Mezní hodnoty Impulzně délkový Impulzně frekvenční Spojitý Krokový	Funkce regulátoru "vyššího řádu"

## 6.10 Ruční režim (HAND) / režim simulace výstupů

Pomocí této funkce mohou být manuálně definovány stavy spínacích výstupů a analogových výstupů. Tím je umožněno jednodušší uvedení do provozu, řešení potíží a servis.



V režimu simulace lze přistupovat **přímo** ke spínacím K1 / K2 a analogovým A1 / A2 výstupům. Pokud je zvolen režim simulace, **není** možné spustit ruční režim.

V ručním režimu je nutné zohlednit nastavení regulátoru "vyššího řádu".

### 6.10.1 Ruční režim přes funkci regulátoru "vyššího řádu"

#### Spínací funkce vyššího řádu

Při konfiguraci následujícího nastavení je JUMO AQUIS 500 nastaven pro funkci regulátoru vyššího řádu:

**OBSLUŽNÁ ÚROVEŇ > REGUL. KAN. 1 NEBO 2 > TYP REGULACE: MEZNÍ HODNOTY** nebo **IMPULZNĚ DÉLKOVÁ** nebo **IMPULZNĚ FREKVENČNÍ** nebo **SPOJITÁ** nebo **KROKOVÁ**

V závislosti na nastaveném typu regulace ovlivňuje ruční režim analogové anebo spínací výstupy. Pro doporučený postup viz kapitola 6.10.3 "Simulace analogových výstupů přes ruční režim", strana 38.

#### Zvolení ručního režimu



#### POZNÁMKA!



V továrním nastavení je parametr ruční režim zablokovaný a může **být aktivován pouze administrátorem**.



Pro ostatní uživatele musí být tento parametr nejprve odblokován, viz kapitola 6.7.3 "Odblokovací úroveň", strana 29.

## 6 Obsluha

\* **ADMINISTR. ÚROVEŇ > HESLO > PARAMETR. ÚROVEŇ > OSTAT. FUNK. REG. > RUČNÍ REŽIM:** nastavit UZAMČENÝ nebo PULZNÍ nebo SPÍNANÝ.

UZAMČENÝ = žádný ruční režim, regulace pomocí JUMO AQUIS 500.

PULZNÍ = výstupy jsou tak dlouho aktivní, dokud je stisknuté tlačítko  nebo .

SPÍNANÝ = výstupy jsou aktivní při stisknutí tlačítka  nebo ; při opětovném stisknutí příslušného tlačítka je daný výstup opět neaktivní.

### Aktivace ručního režimu

Přístroj je v režimu měření.

\* Stisknout tlačítka  a  na dobu delší než 2 sekundy.



"HAND" se zobrazí ve stavovém řádku displeje.

Výstupy přístroje nyní reagují podle odpovídajícího nastavení.





#### POZNÁMKA!

Pokud jsou stisknuta současně tlačítka  a  na dobu delší než 3 sekundy, přejde přístroj do režimu HOLD (pozastavení).

Pro ukončení režimu HOLD (pozastavení) je nutné stisknout tlačítka  a  na dobu delší než 3 sekundy.

Přístroj JUMO AQUIS 500 již nereguluje. Akční zásah regulátoru je poté 0 %.

Pro výběr regulačního kanálu 1 použijte tlačítko ; akční zásah regulačního kanálu 1 je nastaven na 100 %.

Pro výběr regulačního kanálu 2 použijte tlačítko ; akční zásah regulačního kanálu 2 je nastaven na 100 %.

### Přehled ručního režimu / režimu simulace

Můžete zobrazit, které výstupy a / nebo regulátory jsou v ručním režimu. Požadavek: přístroj je v režimu měření.

\* Stiskněte několikrát tlačítko  po dobu kratší než 2 sekundy (počet stisknutí se liší v závislosti na vybavení a konfiguraci přístroje).

	MAN.
SPINACI VYSTUP	---
ANALOG. VYSTUP	---
REGULATOR	1+2 MAN.

### Akční zásah regulačních kanálů

Akční zásahy regulátorů v ručním režimu je možné zobrazit v přehledu akčního zásahu.

Požadavek: přístroj je v režimu měření.

- \* Stiskněte několikrát tlačítko  po dobu kratší než 2 sekundy (počet stisknutí se liší v závislosti na vybavení a konfiguraci přístroje).

		MAN.
AKCNI ZASAH		
REGULATOR 1		0 %
REGULATOR 2		0 %

Po stisknutí tlačítka  nebo  se zobrazení změní.




#### POZNÁMKA!

Pro návrat do režimu měření:

- \* stisknout tlačítko  nebo čekat na "timeout".

### Deaktivace ručního režimu

- \* Stisknout tlačítko .





Výstupy přístroje opět regulují. Ve stavovém řádku displeje zmizí text "HAND".

## 6.10.2 Simulace spínacích výstupů

### Jednoduché spínací funkce

Při konfiguraci následujícího nastavení jsou nastaveny spínací výstupy:

**SPÍNACÍ VÝSTUP 1 NEBO 2 > FUNKCE:**

 nebo  nebo  nebo .

### Aktivování simulace



#### POZNÁMKA!

V továrním nastavení přístroje je parametr ruční režim nastaven na "ŽÁDNÁ SIMULACE". Ruční režim může být aktivován pouze uživatelem, který má tento parametr povolen v odblokovací úrovni, viz kapitola 6.7.3 "Odblokovací úroveň", strana 29.

## 6 Obsluha

---

- \* **ADMINISTR. ÚROVEŇ > HESLO > PARAMETR. ÚROVEŇ > SPÍNACÍ VÝSTUP 1 NEBO 2 / RUČNÍ REŽIM:** nastavit NEAKTIVNÍ nebo AKTIVNÍ.

NEAKTIVNÍ=> relé K1 nebo K2 rozepne

AKTIVNÍ => relé K1 nebo K2 sepne

### Deaktivace simulace

- \* **ADMINISTR. ÚROVEŇ > HESLO > PARAMETR. ÚROVEŇ > SPÍNACÍ VÝSTUP 1 NEBO 2 / RUČNÍ REŽIM:** nastavit ŽÁDNÁ SIMULACE.

Žádná simulace = žádný ruční režim; regulace pomocí JUMO AQUIS 500.

### 6.10.3 Simulace analogových výstupů přes ruční režim

#### Povolení a aktivování

- \* Zvolit aktivování simulace výstupu skutečné hodnoty:  
**ADMINISTR. ÚROVEŇ > HESLO > PARAMETR. ÚROVEŇ > ANALOG. VÝSTUP 1 NEBO 2 / SIMULACE:** nastavit VYPNUTO nebo ZAPNUTO.

Při "ZAP" se výstup nastaví na hodnotu parametru "SIMULOVANÁ HODNOTA".

Pokud je přístroj zpět v režimu měření, "HAND" se objeví v pravém horním rohu ve stavovém řádku displeje.

#### Deaktivace

- \* **ADMINISTR. ÚROVEŇ > HESLO > PARAMETR. ÚROVEŇ > ANALOG. VÝSTUP 1 NEBO 2 / SIMULACE > VYPNUTO.**


Daný výstup přístroje JUMO AQUIS 500 pokračuje v provozu.

Pokud je přístroj zpět v režimu měření a žádný další výstup nebo regulátor není v ručním režimu, "HAND" v pravém horním rohu stavového řádku displeje zmizí.

### 6.10.4 Přehled ručního režimu / režimu simulace

Můžete zobrazit, které výstupy a / nebo regulátory jsou v ručním režimu. Přístroj se nachází v režimu "normálního zobrazení".

- \* Stiskněte několikrát tlačítko  po dobu kratší než 2 sekundy (počet stisknutí se liší v závislosti na vybavení a konfiguraci přístroje).



```
MAN.
-----
SPINACI VYSTUP  -----
ANALOG. VYS. 1+2  MAN.
REGULATOR        -----
```



### POZNÁMKA!

Pro návrat do režimu měření:  
stisknout tlačítko  nebo čekat na "timeout".

---

## 6.11 Režim HOLD

Ve stavu HOLD převezmou výstupy (regulační kanál, spínací výstup nebo analogový výstup) přednastavené hodnoty parametru.


Pomocí této funkce mohou spínané výstupy a analogové výstupy přístroje "zamrznout", což má za následek zachování aktuálního stavu výstupů i v případě změny měřené hodnoty. Přístroj nereguluje.

---



### POZNÁMKA!

Pokud je při aktivním režimu HOLD aktivován ruční režim, má ruční režim přednost a "HAND" je zobrazeno ve stavovém řádku displeje.

K opuštění ručního režimu lze použít tlačítko .

Pokud je režim HOLD stále aktivní (pomocí binárních vstupů nebo tlačítek), přístroj se do něj vrátí.

---

Režim HOLD může být aktivován stisknutím tlačítka nebo přes binární vstup.

Pro aktivaci režimu pomocí binárního vstupu lze zadat v parametrizační úrovni přístroje **doba zpoždění až 60 s**. Tato funkce je vhodná např. pro sledování minimálního průtoku kolem senzorů. Zabraňuje nechtěné aktivaci režimu HOLD během malých změn průtoku v měřicím médiu např. v důsledku vzduchových bublin.

### Aktivace režimu HOLD pomocí tlačítek

\* Stisknout tlačítka  a  na dobu delší než 3 sekundy.

Výstupy přístroje nyní reagují podle odpovídajícího nastavení. Ve stavovém řádku displeje je zobrazen text HOLD.

---



### POZNÁMKA!

Pokud jsou stisknuta tlačítka  a  na dobu kratší než 3 sekundy, přejde přístroj do ručního režimu.

---

### Deaktivace režimu HOLD pomocí tlačítek

\* Stisknout tlačítka  a  na dobu delší než 3 sekundy.

---



### POZNÁMKA!

Pokud jsou stisknuta tlačítka  a  na dobu kratší než 3 sekundy, přejde přístroj do ručního režimu.

---

Výstupy přístroje opět regulují a text HOLD zmizí.

---

## 7 Uvedení do provozu

---

### 7.1 Rychlý úvod

---



#### POZNÁMKA!

Níže uvedený postup může být použit k rychlé a spolehlivé konfiguraci přístroje.

---

- \* Montáž přístroje, Viz kapitola 4 "Upevnění", strana 11.
- \* Instalace přístroje, Viz kapitola 5 "Instalace", strana 15.
- \* Zvolit administrátorskou úroveň (**ADMINISTR. ÚROVEŇ**).
- \* Zadat heslo **300**.
- \* Zvolit **PARAMETR. ÚROVEŇ / ZOBRAZENÍ / TIMEOUT OBSLUHY**.
- \* Nastavit **TIMEOUT OBSLUHY** na 0 minut (žádný timeout).
- \* Opustit parametrizační úroveň.
- \* Zvolit administrátorskou úroveň (**ADMINISTR. ÚROVEŇ**).
- \* Zadat heslo **300**.
- \* Zvolit **ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ** a pracovat podle položek menu.
- \* Potvrdit hlášení "Přístroj nově inicializovat" s možností **"ANO"**.
- \* Konfigurovat potřebné parametry.
- \* Přístroj zkalibrovat na snímač a měřené médium.
- \* Nastavit **TIMEOUT OBSLUHY** zpět na hodnotu mezi 1 a 10 min.

## 7.2 Příklady nastavení

Níže jsou uvedeny tři typické příklady uvedení digitálních senzorů do provozu na přístroji JUMO AQUIS 500 RS.

Pro senzory řady 20263x je na stránce 46 znázorněno uvedení do provozu senzoru pro volný chlor (typ 202630). Tento příklad lze plně použít pro uvedení do provozu a elektrické připojení také dalších senzorů řady 20263x.

### 7.2.1 Měření rozpuštěného kyslíku ve vodných roztocích




#### POZNÁMKA!

Optická sonda s digitálním rozhraním pro rozpuštěný kyslík, viz typový list 202613.

<b>Požadavek</b>	Měřicí rozsah:	0 ... 20 mg/l
	Výstupní signál:	4 ... 20 mA (hlavní hodnota) 4 ... 20 mA (teplota)
	Měření teploty	vnitřní senzor
	Regulační funkce:	vypnuto


#### Konfigurace měření



- (1) JUMO AQUIS 500 RS  
(2) JUMO ecoLine O-DO (sonda pro rozpuštěný kyslík), typ 202613/...

## 7 Uvedení do provozu

### Elektrické připojení sondy typu 202613/...




- (1) Svorkovnice 1
- (2) Svorkovnice 2
- (3) 4-vodičový připojovací kabel (pevně připojen k sondě)
- (4) JUMO ecoLine O-DO (sonda pro rozpuštěný kyslík), typ 202613/...

## 7 Uvedení do provozu

Pokyny "krok za krokem" pro uvedení sondy do provozu pomocí automatické konfigurace senzoru






### POZNÁMKA!




Pokud nevíte, kde je ve struktuře menu zobrazení přístroje, použijte tlačítko  pro navigaci do další úrovně menu. Stisknutím tlačítka vícekrát se přístroj dostane do režimu měření (normální zobrazení).

### Přístup do administrátorské úrovně

Přístroj se nachází v režimu měření (normální zobrazení).

- \* Stisknout tlačítko  na dobu delší než 2 sekundy.
- \* Použitím tlačítka  vybrat "ADMINISTR. ÚROVEŇ".
- \* Potvrdit tlačítkem .




### Zadání hesla

- \* Pomocí tlačítka  nastavit blikající hodnotu "HESLO" na displeji na "300" (podržení se hodnota zvyšuje spojitě; stisknutím tlačítka  se hodnota sníží).
- \* Potvrdit tlačítkem .

### Přístup do základního nastavení


- \* Pomocí tlačítka  zvolit "ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ".
- \* Potvrdit tlačítkem .



- \* Pomocí tlačítka  nebo  reagovat na "AUTOMATICKÁ KONFIG. SENZORU" odpovědí "ANO" (blikající).
- \* Potvrdit tlačítkem .

JUMO AQUIS 500 nyní prohledává rozhraní Modbus RS485. Při správném připojení se za chvíli objeví následující zobrazení:










- \* Potvrdit tlačítkem .




# 7 Uvedení do provozu

---

## Implementace základního nastavení

- \* Pomocí tlačítek  a  zadat hodnotu pro "SALINITU" a potvrdit pomocí .
- \* Zadat hodnotu pro "TLAK VZDUCHU", "JEDNOTKY" (zvolit "mg/l") a "VZORKOVACÍ FREKVENCI" pomocí tlačítek  a  a každé zadání potvrdit pomocí .
- \* Jako "SENZOR TEPLoty" zvolit "MODBUS" a potvrdit tlačítkem .

## Inicializace přístroje

- \* Na další dotaz "INICIALIZACE PŘÍSTROJE" reagovat pomocí tlačítka  nebo  zvolením "ANO" a potvrzením pomocí .

## Přístup do parametrizační úrovně

Stejně jako "ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ" je "PARAMETRIZAČNÍ ÚROVEŇ" položkou v administrátorské úrovni. Po úspěšné inicializaci senzoru se bude zobrazení přístroje nacházet v této úrovni nebo do ní lze vstoupit podle popisu výše.

### Finální nastavení přístroje / kontrola

---

#### Vstup RS485

Adresa přístroje:	255
Salinita:	jako zadaná v "základním nastavení"
Tlak vzduchu:	jako zadaný v "základním nastavení"
Vzorkovací frekvence:	jako zadaná v "základním nastavení"
Časová konstanta filtru:	podle potřeby
Kalibrační interval:	podle potřeby
Nulový bod:	kalibrovaná hodnota
Strmost:	kalibrovaná hodnota

---

#### Vstup teploty

Senzor teploty:	Modbus
Jednotky:	°C
Časová konstanta filtru:	2 s
Offset:	0,0 °C

---



### POZNÁMKA!

Při použití sondy typu 202613/... ovlivňuje nastavený offset teploty zobrazenou teplotu, analogové výstupy a mezní hodnoty. To však nemá žádný vliv na teplotní kompenzaci uvnitř senzoru.

---

#### Analogový výstup 1

Výběr signálu:	hlavní hodnota
Typ signálu:	4 ... 20 mA
Začátek měřítka:	0,00 mg/l
Konec měřítka:	20,00 mg/l
Během kalibrace:	podle potřeby

---

## 7 Uvedení do provozu

---

	V případě chyby:	podle potřeby
	V režimu HOLD:	podle potřeby
	Bezpečná hodnota:	podle potřeby
	Simulace:	podle potřeby
	Hodnota simulace:	podle potřeby
<hr/>		
<b>Analogový výstup 2</b>	Výběr signálu:	teplota
	Typ signálu:	4 ... 20 mA
	Začátek měřítka:	0 °C
	Konec měřítka:	50 °C
	Během kalibrace:	podle potřeby
	V případě chyby:	podle potřeby
	V režimu HOLD:	podle potřeby
	Bezpečná hodnota:	podle potřeby
	Simulace:	podle potřeby
	Hodnota simulace:	podle potřeby
<hr/>		
<b>Zobrazení</b>	Jazyk:	podle potřeby
	Podsvícení:	podle potřeby
	LCD inverzně:	podle potřeby
	Zobrazení měřené hodnoty:	podle potřeby
	Zobrazení dole:	podle potřeby
	Zobrazení nahoře:	podle potřeby
	Max. / min. reset:	podle potřeby
	Timeout obsluhy:	podle potřeby
	Kontrast:	podle potřeby

---

## 7 Uvedení do provozu

### 7.2.2 Měření koncentrace volného chlóru




#### POZNÁMKA!

Sonda s digitálním rozhraním pro volný chlór, viz typový list 202630 a volitelný detektor proudění, viz typový list 202811.

<b>Požadavek</b>	Měřicí rozsah:	0 ... 2 ppm
	Výstupní signál:	4 ... 20 mA (hlavní hodnota) 4 ... 20 mA (teplota)
	Měření teploty:	vnitřní senzor
	Regulační funkce:	vypnuto


#### Konfigurace měření



- (1) JUMO AQUIS 500 RS
- (2) JUMO tecLine Cl2 (senzor volného chlóru), typ 202630/50... nebo /53...
- (3) Jednoduchá armatura jako detektor proudění, obj. č.: 00605507

## 7 Uvedení do provozu

### Elektrické připojení digitálních senzorů typu 202630<sup>1</sup> a detektorů průtoku



Osazení svorek pro připojení kabelu sondy		
Konektor M12 (barva vodiče)	Funkce	Připojení
5 (šedá)	RS485 +	Řada 2, svorka 4
4 (černá)	RS485 -	Řada 2, svorka 3
3 (modrá <sup>a</sup> )	GND	Řada 2, svorka 1
2 (bílá)	+24 V	Řada 1, svorka 14
1	Nepřipojeno	
(černá, smršťovací bužírka <sup>b</sup> )	Stínění	Řada 2, svorka 7

<sup>a</sup> Před připojením je nutné odstranit propojku.

<sup>b</sup> Před připojením je nutné odstranit kabelové oko a vedení opatřit dutinkou.

Osazení svorek detektoru průtoku		
Barva vodiče	Funkce	Připojení
Hnědá	+12 V	Řada 1, svorka 11
Černá	Kontakt (NPN N/O kontakt)	Řada 2, svorka 12
Modrá	GND	Řada 1, svorka 12

- (1) Svorkovnice 1
- (2) Svorkovnice 2
- (3) Připojovací kabel senzoru (M12-digiLine-Master-kabel), obj. č. 00638333 (1,5 m)
- (4) JUMO tecLine CI2 (senzor volného chlóru), typ 202630/50 nebo /53...
- (5) JUMO jednoduchá armatura jako detektor proudění, typ 202811/20...

1. Platí také pro typy 202631, 202634, 202636 a 202637 s digitálním rozhraním.


## 7 Uvedení do provozu

---

Pokyny "krok za krokem" pro uvedení sondy do provozu pomocí automatické konfigurace senzoru






### POZNÁMKA!

Pokud nevíte, kde je ve struktuře menu zobrazení přístroje, použijte tlačítko  pro navigaci do další úrovně menu. Stisknutím tlačítka vícekrát se přístroj dostane do režimu měření (normální zobrazení).




---

### Přístup do administrátorské úrovně

Přístroj se nachází v režimu měření (normální zobrazení).

- \* Stisknout tlačítko  na dobu delší než 2 sekundy.
- \* Použitím tlačítka  vybrat "ADMINISTR. ÚROVEŇ".
- \* Potvrdit tlačítkem .




### Zadání hesla

- \* Pomocí tlačítka  nastavit blikající hodnotu "HESLO" na displeji na "300" (podržení se hodnota zvyšuje spojitě; stisknutím tlačítka  se hodnota sníží).
- \* Potvrdit tlačítkem .


### Přístup do základního nastavení

- \* Pomocí tlačítka  zvolit "ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ".
- \* Potvrdit tlačítkem .



- \* Pomocí tlačítka  nebo  reagovat na "AUTOMATICKÁ KONFIG. SENZORU" odpovědí "ANO" (blikající).
- \* Potvrdit tlačítkem .








JUMO AQUIS 500 nyní prohledává rozhraní Modbus RS485. Při správném připojení se za chvíli objeví následující zobrazení:



- \*Potvrdit tlačítkem .

## 7 Uvedení do provozu

### Implementace základního nastavení

- \*Pomocí tlačítek  a  zadat hodnotu pro "JEDNOTKY" (např. „ppm“) a potvrdit pomocí .
- \*Zadat hodnotu pro desetinné místo hlavní hodnoty („DES. MÍSTO HL. HOD.“) pomocí tlačítek  a  (např. „X.xxx“) a potvrdit pomocí .
- \*Jako "SENZOR TEPLoty" zvolit "MODBUS" a potvrdit tlačítkem .

### Inicializace přístroje

- \*Na další dotaz "INICIALIZACE PŘÍSTROJE" reagovat pomocí tlačítka  nebo  zvolením "ANO" a potvrzením pomocí .

### Přístup do parametrizační úrovně

Stejně jako "ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ" je "PARAMETRIZAČNÍ ÚROVEŇ" položkou v administrátorské úrovni. Po úspěšné inicializaci senzoru se bude zobrazení přístroje nacházet v této úrovni nebo do ní lze vstoupit podle popisu výše.

### Finální nastavení přístroje / kontrola

#### Vstup RS485

"Null":	kalibrovaná hodnota
"Span":	kalibrovaná hodnota
Baudová rychlost:	9600
Parita:	žádná
Měřená hodnota:	volný chlór
Jednotky:	ppm
Časová konstanta filtru:	podle potřeby
Kalibrační interval:	podle potřeby

#### Vstup pro měření tepl.

Senzor teploty:	Modbus
Jednotky:	°C
Časová konstanta filtru:	podle potřeby
Offset:	0,0 °C

#### Binární vstup

Funkce:	režim HOLD
---------	------------

#### Analogový výstup 1

Výběr signálu:	hlavní hodnota
Typ signálu:	4 ... 20 mA
Začátek měřítka:	0,000 ppm
Konec měřítka:	2,000 ppm
Během kalibrace:	podle potřeby
V případě chyby:	podle potřeby
V režimu HOLD:	podle potřeby
Bezpečná hodnota:	podle potřeby
Simulace:	podle potřeby

## 7 Uvedení do provozu

---

	Hodnota simulace:	podle potřeby
<b>Analogový výstup 2</b>	Výběr signálu:	teplota
	Typ signálu:	4 ... 20 mA
	Začátek měřítka:	0 °C
	Konec měřítka:	50 °C
	Během kalibrace:	podle potřeby
	V případě chyby:	podle potřeby
	V režimu HOLD:	podle potřeby
	Bezpečná hodnota:	podle potřeby
	Simulace:	podle potřeby
	Hodnota simulace:	podle potřeby
<b>Zobrazení</b>	Jazyk:	podle potřeby
	Podsvícení:	podle potřeby
	Inverzní LCD:	podle potřeby
	Typ zobrazení měření:	podle potřeby
	Dolní displej:	podle potřeby
	Horní displej:	podle potřeby
	Max. / min. reset:	podle potřeby
	Timeout obsluhy:	podle potřeby
	Kontrast:	podle potřeby

### 7.2.3 Měření zákalu




#### POZNÁMKA!

Optická sonda s digitálním rozhraním pro měření zákalu, viz typový list 202670.

Požadavek	Měřicí rozsah:	0 ... 200 NTU
	Výstupní signál:	4 ... 20 mA (hlavní hodnota) 4 ... 20 mA (teplota)
	Regulační funkce:	vypnuto


#### Konfigurace měření



- (1) JUMO AQUIS 500 RS  
(2) JUMO ecoLine NTU (sonda pro měření zákalu),  
typ 202670/...

# 7 Uvedení do provozu

## Elektrické připojení sondy typu 202670/...




- (1) Svorkovnice 1
- (2) Svorkovnice 2
- (3) 4-vodičový připojovací kabel (pevně připojen k sondě)
- (4) JUMO ecoLine NTU (sonda pro měření zákalu), typ 202670/...

## 7 Uvedení do provozu




Pokyny "krok za krokem" pro uvedení sondy do provozu pomocí automatické konfigurace senzoru






Pokud nevíte, kde je ve struktuře menu zobrazení přístroje, použijte tlačítko  pro navigaci do další úrovně menu. Stisknutím tlačítka vícekrát se přístroj dostane do režimu měření (normální zobrazení).

### Přístup do administrátorské úrovně



Přístroj se nachází v režimu měření (normální zobrazení).

- \* Stisknout tlačítko  na dobu delší než 2 sekundy.
- \* Použitím tlačítka  vybrat "ADMINISTR. ÚROVEŇ".
- \* Potvrdit tlačítkem .




### Zadání hesla

- \* Pomocí tlačítka  nastavit blikající hodnotu "HESLO" na displeji na "300" (podržením se hodnota zvyšuje spojitě; stisknutím tlačítka  se hodnota sníží).
- \* Potvrdit tlačítkem .

### Přístup do základního nastavení


- \* Pomocí tlačítka  zvolit "ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ".
- \* Potvrdit tlačítkem .



- \* Pomocí tlačítka  nebo  reagovat na "AUTOMATICKÁ KONFIG. SENZORU" odpovědí "ANO" (blikající).
- \* Potvrdit tlačítkem .

JUMO AQUIS 500 nyní prohledává rozhraní Modbus RS485. Při správném připojení se za chvíli objeví následující zobrazení:



- \* Potvrdit tlačítkem .

## 7 Uvedení do provozu

---

### Implementace základního nastavení

- \* Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ zvolit měřicí rozsah "0 ... 200" a potvrdit pomocí PGM.
- \* Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ zvolit zobrazované jednotky "NTU" a potvrdit pomocí PGM.
- \* Jako "SENZOR TEPLoty" zvolit "MODBUS" a potvrdit tlačítkem PGM.

### Inicializace přístroje

- \* Na další dotaz "INICIALIZACE PŘÍSTROJE" reagovat pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ zvolením "ANO" a potvrzením pomocí PGM.

### Přístup do parametrizační úrovně

Stejně jako "ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ" je "PARAMETRIZAČNÍ ÚROVEŇ" položkou v administrátorské úrovni. Po úspěšné inicializaci senzoru se bude zobrazení přístroje nacházet v této úrovni nebo do ní lze vstoupit podle popisu výše.

### Finální nastavení přístroje / kontrola

---

#### Vstup RS485

Jednotky:	NTU
Adresa přístroje:	255
Časová konstanta filtru:	podle potřeby
Kalibrační interval:	podle potřeby
Nulový bod měřicího rozsahu 1:	kalibrovaná hodnota
Strmost měřicího rozsahu 1:	kalibrovaná hodnota
Nulový bod měřicího rozsahu 2:	kalibrovaná hodnota
Strmost měřicího rozsahu 2:	kalibrovaná hodnota
Nulový bod měřicího rozsahu 3:	kalibrovaná hodnota
Strmost měřicího rozsahu 3:	kalibrovaná hodnota
Nulový bod měřicího rozsahu 4:	kalibrovaná hodnota
Strmost měřicího rozsahu 4:	kalibrovaná hodnota

---

#### Vstup teploty

Senzor teploty:	Modbus
Jednotky:	°C
Časová konstanta filtru:	2 s
Offset:	0,0 °C

---

#### Analogový výstup 1

Výběr signálu:	hlavní hodnota
Typ signálu:	4 ... 20 mA
Začátek měřítka:	0,0 NTU
Konec měřítka:	200,0 NTU
Během kalibrace:	podle potřeby
V případě chyby:	podle potřeby

---

## 7 Uvedení do provozu

---

	V režimu HOLD:	podle potřeby
	Bezpečná hodnota:	podle potřeby
	Simulace:	podle potřeby
	Hodnota simulace:	podle potřeby
<b>Zobrazení</b>	Jazyk:	podle potřeby
	Podsvícení:	podle potřeby
	LCD inverzně:	podle potřeby
	Zobrazení měřené hodnoty:	podle potřeby
	Zobrazení dole:	podle potřeby
	Zobrazení nahoře:	podle potřeby
	Max. / min. reset:	podle potřeby
	Timeout obsluhy:	podle potřeby
	Kontrast:	podle potřeby

---

## 8 Kalibrace senzorů

---

### 8.1 Kalibrace sondy typu 202613/...

#### 8.1.1 Základní informace

JUMO ecoLine O-DO (typ 202613/...) je optická sonda určená pro měření rozpuštěného kyslíku ve vodných roztocích. Měřicí metoda akreditovaná podle ASTM D888-05 je založena na principu zhášení luminiscence. Stejně jako všechny optické sondy podléhá JUMO ecoLine O-DO stárnutí a driftu sondy během provozu. Účinky těchto faktorů jsou kompenzovány kalibrací.

#### Kalibrační metody

JUMO AQUIS 500 RS nabízí dvě kalibrační metody pro sondu JUMO ecoLine O-DO:

- Pomocí **kalibrace koncové hodnoty** (typická metoda) je kalibrována strmost charakteristiky snímače, viz kapitola 8.1.2 "Kalibrace koncové hodnoty", strana 57.
- Pomocí **2-bodové kalibrace** je kalibrován nulový bod a strmost charakteristiky snímače, viz kapitola 8.1.3 "Dvou-bodová kalibrace", strana 59. Tato kalibrační metoda nabízí nejvyšší míru přesnosti a je zvláště doporučena pro měření malých koncentrací kyslíku.

#### Kdy kalibrovat?

Sonda JUMO ecoLine O-DO (typ 202613/...) je z výroby zkalibrována a není jí tedy potřeba před prvním uvedením do provozu kalibrovat. Během provozu by měla být sonda pravidelně čištěna (v závislosti na rozsahu znečištění procesního média) a kalibrována nejméně jednou ročně.

#### Přípravné práce

Před každou kalibrací by měla být sonda a její membrána opláchnuta čistou vodou. Organické nečistoty na membráně, jako je např. biofilm nebo prach, mohou způsobit chyby měření. Tyto nečistoty lze odstranit pomocí teplé mýdlové vody a měkké houby. Nikdy nepoužívejte abrazivní prostředky (např. drátěnku).




---

#### UPOZORNĚNÍ!

Během kalibrace přijmou relé a analogové výstupní signály konfigurované stavy.

---


Základní postupy pro spuštění kalibrace:

- Stisknutí tlačítka , pokud je to povoleno v **ADMINISTR. ÚROVEŇ > HESLO > POVOLENÍ KALIBRACE**
- Pomocí **ADMINISTR. ÚROVEŇ > HESLO > KALIB. ÚROVEŇ**
- Pomocí **KALIB. ÚROVEŇ** v hlavním menu, pokud to je povoleno v **ADMINISTR. ÚROVEŇ > HESLO > POVOLENÍ KALIBRACE**


### 8.1.2 Kalibrace koncové hodnoty


#### Požadavky

- K přístroji musí být přivedeno napájecí napětí, viz kapitola 5 "Instalace", strana 15.
- Sonda musí být připojena k převodníku.
- Uvedení do provozu sondy musí být dokončeno.
- Kalibrace musí být povolena, viz kapitola 6.7 "Administrátorská úroveň", strana 27.
- Přístroj musí být v "režimu měření".



#### Zvolení kalibrační metody

- \* Spustit kalibraci stisknutím tlačítka  (nebo přes administrátorskou úroveň).



- \* Vybrat "KONCOVÁ HODNOTA" a spustit pomocí tlačítka .



---

#### UPOZORNĚNÍ!

Reakce výstupů během kalibrace závisí na jejich konfiguraci.

---

#### Kalibrace při 100% nasycení (koncová hodnota)


- \* Vložte sondu do prostředí s definovaným 100% nasycením umístěním do vodní párou nasyceného vzduchu.

## 8 Kalibrace senzorů



### POZNÁMKA!

Vodní párou nasycený vzduch je např. přímo nad hladinou v napůl naplněné sklenici vody při pokojové teplotě.



Ujistěte se, že na spodní straně membrány nejsou žádné kapky vody. Sonda musí být během měření udržována v suchu. Nejbezpečnějším způsobem, jak zabránit ponoření snímače, je využití držáku (např. stojan na zkumavky).

- \* Počkejte, dokud nedojde ke stabilizování zobrazené hodnoty na "100,0 % Sat" nebo ke stabilizování poblíž této hodnoty.

KALIB	
MĚŘENÍ	99.8%Sat
KON. HODN.	

- \* Potvrďte tlačítkem

Přístroj určí strmost (odchylku od tovární kalibrace) a zobrazí ji spolu s opravenou měřenou hodnotou, která by měla bezprostředně po potvrzení být 100 % Sat.

KALIB	
MĚŘENÍ	99.9%Sat
STRMOST	3.12 %


- \* Použijte tlačítko pro potvrzení výsledků kalibrace nebo tlačítko pro jejich stornování.

Přístroj se vrátí do režimu měření.


### 8.1.3 Dvou-bodová kalibrace


#### Požadavky

- K přístroji musí být přivedeno napájecí napětí (viz kapitola 5 "Instalace", strana 15).
- Sonda musí být připojena.
- Uvedení do provozu sondy musí být dokončeno.
- Kalibrace musí být povolena (viz kapitola 6.7 "Administrátorská úroveň", strana 27).
- Převodník musí být v "režimu měření".



#### Zvolení kalibrační metody

- \* Spustit kalibraci stisknutím tlačítka  (nebo přes administrátorskou úroveň).



- \* Vybrat "2-BODOVÁ KALIBRACE" a spustit pomocí tlačítka .




#### UPOZORNĚNÍ!

Reakce výstupů během kalibrace závisí na jejich konfiguraci.

#### Kalibrace při 0% nasycení (nulový bod)

- \* Vložte sondu do prostředí s definovaným 0% nasycením ponořením do vodného roztoku siřičitanu sodného (koncentrace < 2 %).



## 8 Kalibrace senzorů



### UPOZORNĚNÍ!


Membrána sondy nesmí být v kontaktu s roztokem siřičitanu sodného po dobu delší než 1 hodina.




### POZNÁMKA!

Pro zajištění optimálního bezchybného měření by se mělo zabránit vzduchovým bublinám pod membránou sondy.

- \* Počkejte, dokud nedojde ke stabilizování zobrazené hodnoty na "0,00 % Sat" nebo ke stabilizování poblíž této hodnoty.



- \* Potvrďte pomocí tlačítka ; zobrazí se "MĚŘENÍ KON. HOD."


### Kalibrace při 100% nasycení (koncová hodnota)

- \* Vyjměte sondu z roztoku siřičitanu sodného a osušte ji papírovou utěrkou, membránu pouze opatrně jemně vysušit.
- \* Opláchněte sondu čistou vodou a osušte papírovou utěrkou, membránu pouze opatrně jemně vysušit.
- \* Poté vložte sondu do druhého definovaného stavu umístěním do vodní párou nasyceného vzduchu.



### POZNÁMKA!


Vodní párou nasycený vzduch je např. přímo nad hladinou v napůl naplněné sklenici vody při pokojové teplotě.



Ujistěte se, že na spodní straně membrány nejsou žádné kapky vody. Sonda musí být během měření udržována v suchu. Nejbezpečnějším způsobem, jak zabránit ponoření snímače, je využití držáku (např. stojan na zkumavky).



- \* Počkejte, dokud nedojde ke stabilizování zobrazené hodnoty na "100,0 % Sat" nebo ke stabilizování poblíž této hodnoty.

KALIB	
MERENI	99.8%Sat
KON. HODN.	

- \* Potvrďte tlačítkem .

Přístroj určí nulový bod a strmost (odchylku od tovární kalibrace) a zobrazí je spolu s opravenou měřenou hodnotou, která by měla bezprostředně po potvrzení být 100 % Sat.

KALIB	
MERENI	100.0%Sat
NULOVY B.	-5.7%
STRMOST	1.29%

- \* Použijte tlačítko  pro potvrzení výsledků kalibrace nebo tlačítko  pro jejich stornování.

Přístroj se vrátí do režimu měření.

## 8 Kalibrace senzorů




---

### 8.1.4 Záznam kalibrací

Údaje o 10 posledních úspěšných kalibracích jsou uloženy v připojené sondě a v přístroji JUMO AQUIS 500 RS si je lze prohlédnout v záznamu kalibrací.


#### Přístup do záznamu kalibrací

Přístroj je v režimu měření.



- \* Stisknout tlačítko  na dobu delší než 2 sekundy.
- \* Použitím tlačítka  vybrat "ZÁZNAM KALIBRACÍ".
- \* Potvrďte tlačítkem .

Zobrazí se údaje o poslední úspěšné kalibraci; v popsaném příkladu nulový bod a strmost (odchylka od tovární kalibrace) pro 2-bodovou kalibraci:

```
O2 2 BODOVA KALIB. >|
NUL. BOD      1.7 %Sat ■
STRMOST      5.7 %      |
                       |
```

Protože se všechny údaje o 2-bodové kalibraci nevejdou na jeden displej, lze pomocí tlačítka  přistoupit k dalším údajům o 2-bodové kalibraci:

```
O2 2 BODOVA KALIB. |
REF. 1      0.0 %Sat ■
REF. 2     100.0 %Sat |
                       |
```

Pomocí tlačítek  a  lze přistoupit ke všech ostatním uloženým záznamům kalibrací.



---

#### POZNÁMKA!

Bez ohledu na zvolené jednotky v základním nastavení se kalibrace provádí vždy v % Sat. Poslední stanovený záznam kalibrace je vždy nejvyšší položkou v seznamu.

---

### 8.2 Kalibrace sondy typu 20263x

#### 8.2.1 Základní informace

Sondy řady JUMO tecLine 20263x jsou membránové amperometrické senzory s digitálním rozhraním. Jsou určeny pro měření následujících dezinfekčních prostředků:

- Volný chlór (typ 202630/50 a /53)
- Celkový chlór (typ 202631/52)
- Chlordioxid (typ 202634/65 a /66)
- Kys. peroctová (typ 202636/75)
- Peroxid vodíku (typ 202636/80)
- Ozón (typ 202634/60 a /61)
- Brom (typ 202637/71)

#### Kalibrační metody

JUMO AQUIS 500 RS nabízí dvě kalibrační metody pro sondy řady JUMO tecLine 20263x:

- Pomocí **kalibrace koncové hodnoty** (typická metoda) je kalibrována strmost charakteristiky snímače, viz kapitola 8.2.2 "Kalibrace koncové hodnoty", strana 64.
- Pomocí **dvou-bodové kalibrace** je kalibrován nulový bod a strmost charakteristiky snímače, viz kapitola 8.2.3 "Dvou-bodová kalibrace", strana 66.

#### Přípravné práce

Krytka membrány senzorů řady JUMO tecLine 20263x musí být před prvním uvedením do provozu naplněna elektrolytem. Tento proces je detailně popsán v návodu k použití dané sondy.

#### Kdy kalibrovat?


Při prvním uvedení do provozu musí být sondy JUMO tecLine 20263x kalibrovány po naplnění krytky membrány. Kalibrace by měla být opakována jeden den po prvním uvedení do provozu. Během provozu by měly být sondy kalibrovány v týdenních intervalech nebo v případě potřeby častěji. Po každé výměně elektrolytu a po každém výpadku napájení **musí být** sondy kalibrovány.



#### UPOZORNĚNÍ!

Během kalibrace přijmou relé a analogové výstupní signály konfigurované stavy.

Základní postupy pro spuštění kalibrace:

- Stisknutí tlačítka , pokud je to povoleno v **ADMINISTR. ÚROVEŇ > HESLO > POVOLENÍ KALIBRACE**
- Pomocí **ADMINISTR. ÚROVEŇ > HESLO > KALIB. ÚROVEŇ**
- Pomocí **KALIBR. ÚROVEŇ** v hlavním menu, pokud je to povoleno v **ADMINISTR. ÚROVEŇ > HESLO > POVOLENÍ KALIBRACE**


## 8 Kalibrace senzorů

---

### 8.2.2 Kalibrace koncové hodnoty<sup>1</sup>

#### Požadavky

- K přístroji musí být přivedeno napájecí napětí, viz kapitola 5 "Instalace", strana 15.
- Sonda musí být připojena po dobu ustálení (2 hodiny u sondy typu 202630/53)
- Uvedení do provozu sondy musí být dokončeno.
- Kalibrace musí být povolena, viz kapitola 6.7 "Administrátorská úroveň", strana 27.
- Přístroj musí být v "režimu měření".



#### Zvolení kalibrační metody

- \* Spustit kalibraci stisknutím tlačítka  (nebo přes administrátorskou úroveň).



- \* Vybrat "KONCOVÁ HODNOTA" a spustit pomocí tlačítka .



---

#### UPOZORNĚNÍ!

Reakce výstupů během kalibrace závisí na jejich konfiguraci.

---

Na přístroji se zobrazí měřicí režim referenční hodnoty (koncové hodnoty).




---

1. Znázorněno na příkladu senzoru volného chlóru, typ 202630/53

---



## 8 Kalibrace senzorů

### Kalibrace požadované koncentrace chlóru (koncové hodnoty)

- \* Přeneste proces do stavu požadované koncentrace chlóru.
- \* Ponořte sondu do procesního média.
- \* Stanovte koncentraci chlóru procesního média pomocí metody DPD-1.
- \* Po stabilizování zobrazené hodnoty potvrďte tlačítkem .

Přístroj zobrazí možnost zadání předchozí stanovené referenční hodnoty, vstupní hodnota „bliká“.

KALIB	
ZADAT	7.70
REFERENČNI	PPM



- \*Zadejte stanovenou referenční hodnotu pomocí tlačítek  a .

KALIB	
ZADAT	8.00
REFERENČNI	PPM

- \*Potvrďte tlačítkem .

Na přístroji se zobrazí stanovená strmost.

KALIB	
STRMOST	7.68 nA/PPM

- \* Použijte tlačítko  pro potvrzení výsledků kalibrace nebo tlačítko  pro jejich stornování.

Přístroj se vrátí do režimu měření.


## 8 Kalibrace senzorů

---

### 8.2.3 Dvou-bodová kalibrace<sup>1</sup>

#### Požadavky

- K přístroji musí být přivedeno napájecí napětí, viz kapitola 5 "Instalace", strana 15.
- Sonda musí být připojena po dobu ustálení (2 hodiny u sondy typu 202630/53)
- Uvedení do provozu sondy musí být dokončeno.
- Kalibrace musí být povolena, viz kapitola 6.7 "Administrátorská úroveň", strana 27.
- Přístroj musí být v "režimu měření".



#### Zvolení kalibrační metody

- \* Spustit kalibraci stisknutím tlačítka  (nebo přes administrátorskou úroveň).



- \* Vybrat "2-BODOVÁ KALIBRACE" a spustit pomocí tlačítka .




---

#### UPOZORNĚNÍ!

Reakce výstupů během kalibrace závisí na jejich konfiguraci.

---

Na přístroji se zobrazí měřicí režim nulového bodu.




---

1. Znázorněno na příkladu senzoru volného chlóru, typ 202630/53

---

## 8 Kalibrace senzorů


### Kalibrace nulového bodu

- \* Ponořte sondu do procesní vody bez chlóru.
- \* Po stabilizování zobrazené hodnoty kolem nulového bodu potvrďte tlačítkem .



Na přístroji se zobrazí měřicí režim referenční hodnoty.

KALIB	
MERENI	0.06
REFERENČNI	PPM

### Kalibrace referenční hodnoty

- \* Přeneste proces do stavu požadované koncentrace chlóru.
- \* Stanovte koncentraci chlóru procesního média pomocí metody DPD-1.
- \* Po stabilizování zobrazené hodnoty potvrďte tlačítkem .
- \* Přístroj zobrazí možnost zadání předchozí stanovené referenční hodnoty, vstupní hodnota „bliká“.

KALIB	
MERENI	19.94
REFERENČNI	PPM



- \*Zadejte stanovenou referenční hodnotu pomocí tlačítek  a .

KALIB	
ZADAT	20.00
REFERENČNI	PPM

- \*Potvrďte tlačítkem .

Na přístroji se zobrazí stanovená strmost a nulový bod.

KALIB	
NUL. BOD	8.6 nA
STRMOST	91.61 nA/PPM

- \* Použijte tlačítko  pro potvrzení výsledků kalibrace nebo tlačítko  pro

## 8 Kalibrace senzorů

---

jejich stornování.




Přístroj se vrátí do režimu měření.

### 8.2.4 Záznam kalibrací


Údaje o 5 posledních úspěšných kalibracích jsou uloženy v připojené sondě a v přístroji JUMO AQUIS 500 RS si je lze prohlédnout v záznamu kalibrací.

#### Přístup do záznamu kalibrací



Přístroj je v režimu měření.

- \* Stisknout tlačítko  na dobu delší než 2 sekundy.
- \* Použitím tlačítka  vybrat "ZÁZNAM KALIBRACÍ".
- \* Potvrďte tlačítkem .

Zobrazí se údaje o poslední úspěšné kalibraci; v popsaném příkladu nulový bod a strmost:



```
2 BODOVA KALIB.  
NUL. BOD      0.2 nA  
STRMOST      93.11 nA/PPM
```

Pomocí tlačítek  a  lze přistoupit ke všem ostatním uloženým záznamům kalibrací.



---

#### POZNÁMKA!

Při zobrazení kalibračních údajů v záznamu kalibrací sonda nerozlišuje mezi kalibrací koncové hodnoty a dvou-bodovou kalibrací. Poslední stanovený záznam kalibrace je vždy nejvyšší položkou v seznamu.

---

### 8.3 Kalibrace sondy typu 202670/...

#### 8.3.1 Základní informace

JUMO ecoLine NTU (typ 202670/...) je optická sonda pro měření zákalu podle DIN EN ISO 7027. Měřicí princip sondy je založen na měření v infračervené oblasti spektra s rozptylem optického záření pod úhlem 90°. Stejně jako všechny optické sondy podléhá JUMO ecoLine NTU stárnutí a driftu sondy během provozu. Účinky těchto faktorů jsou kompenzovány kalibrací.

#### Kalibrační metody

JUMO AQUIS 500 RS nabízí pro sondu JUMO ecoLine NTU **2-bodovou kalibrační metodu pro každý ze 4 měřicích rozsahů.**



#### POZNÁMKA!

Při provozu sondy JUMO ecoLine NTU v režimu automatického přepínání měřicího rozsahu musí být kalibrovány **všechny 4 měřicí rozsahy.**

---

#### Kdy kalibrovat?

Sonda je z výroby zkaličovaná a není jí tedy potřeba před prvním uvedením do provozu kalibrovat. Během provozu by měla být sonda pravidelně čištěna (v závislosti na rozsahu znečištění procesního média) a kalibrována v případě odchýlení měřené hodnoty.

#### Přípravné práce

Před každou kalibrací by měla být sonda opláchnuta čistou vodou. Organické nečistoty na optice sondy, jako je např. biofilm nebo prach, mohou způsobit chyby měření. Tyto nečistoty lze odstranit pomocí teplé mýdlové vody a měkké houby. Nikdy nepoužívejte abrazivní prostředky (např. drátěnku).

Vápenaté usazeniny lze odstranit ponořením sondy do zředěného roztoku kyseliny chlorovodíkové (**koncentrace max. 5 %**) na dobu několika minut.




#### UPOZORNĚNÍ!

Reakce výstupů během kalibrace závisí na jejich konfiguraci.

---

Základní postupy pro spuštění kalibrace:

- Stisknutí tlačítka , pokud je to povoleno v **ADMINISTR. ÚROVEŇ > HESLO > POVOLENÍ KALIBRACE**
- Pomocí **ADMINISTR. ÚROVEŇ > HESLO > KALIB. ÚROVEŇ**
- Pomocí **KALIB. ÚROVEŇ** v hlavním menu, pokud to je povoleno v **ADMINISTR. ÚROVEŇ > HESLO > POVOLENÍ KALIBRACE**


## 8 Kalibrace senzorů

---


### 8.3.2 Dvou-bodová kalibrace

#### Požadavky

- K přístroji musí být přivedeno napájecí napětí (viz kapitola 5 "Instalace", strana 15).
- Sonda musí být připojena.
- Uvedení do provozu sondy musí být dokončeno.
- Kalibrace musí být povolena (viz kapitola 6.7 "Administrátorská úroveň", strana 27).
- Převodník musí být v "režimu měření".



#### Zvolení kalibrační metody

- \* Spustit kalibraci stisknutím tlačítka  (nebo přes administrátorskou úroveň).



- \* Vybrat "2-BODOVÁ KALIBRACE" a spustit pomocí tlačítka .

#### Výběr měřicího rozsahu

- \* Pomocí tlačítek  a  zvolit měřicí rozsah ke kalibraci (v následujícím příkladu 0 ... 200).



---

#### UPOZORNĚNÍ!

Reakce výstupů během kalibrace závisí na jejich konfiguraci.


---

- \* Spustit kalibraci nulového bodu tlačítkem .

## 8 Kalibrace senzorů

### Kalibrace nulového bodu


- \* Vložte sondu do definovaného stavu 0 NTU ponořením do destilované vody. Pro zabránění chybám měření nesmí být vzdálenost od stěny nádoby menší než 20 mm.




#### POZNÁMKA!

Pro zajištění optimálního bezchybného měření by se mělo zabránit vzduchovým bublinám na optice sondy. Kromě toho je nutné zajistit, aby byla sonda během měření chráněna před okolním světlem - především slunečním zářením.

- \* Počkejte, dokud nedojde ke stabilizování zobrazené hodnoty na "0 NTU" nebo ke stabilizování poblíž této hodnoty.



- \* Potvrďte pomocí tlačítka ; zobrazí se "MĚŘENÍ STRMOSTI".



### Kalibrace strmosti


Pro kalibraci strmosti musí být podle ISO 7027 vytvořen referenční roztok formazinu se známou hodnotou zákalu podle následující tabulky:

Měřicí rozsah	Referenční roztoky
0 ... 50 NTU	≈ 40 NTU
0 ... 200 NTU	≈ 100 NTU
0 ... 1000 NTU	≈ 500 NTU
0 ... 4000 NTU	≈ 2000 NTU



- \* Vyjměte sondu z destilované vody a ponořte ji do referenčního roztoku

## 8 Kalibrace senzorů

formazinu se známou hodnotou zákalu. Pro zabránění chybám měření nesmí být vzdálenost od stěny nádoby menší než 20 mm.



Přístroj navrhne pro kalibraci měřicího rozsahu tohoto příkladu (0 ... 200 NTU) referenční hodnotu "100,0 NTU" (bliká).

- \* Nastavte přesnou referenční hodnotu (v tomto příkladu 112,0 NTU) pomocí tlačítek  a .



KALIB	
MĚŘENÍ	117.2NTU
STRMOST	
REFERENČNÍ	112.0NTU

- \* Počkejte, dokud nedojde ke stabilizování měřené hodnoty (MĚŘENÍ).

- \* Potvrďte tlačítkem .

Přístroj určí nulový bod a strmost (odchylku od tovární kalibrace) a zobrazí je spolu s opravenou měřenou hodnotou.


KALIB	
MĚŘENÍ	112.0NTU
STRMOST	2.1NTU
REFERENČNÍ	-4.59%

- \* Použijte tlačítko  pro potvrzení výsledků kalibrace nebo tlačítko  pro jejich stornování.

Přístroj se vrátí do režimu měření.



### POZNÁMKA!




Proces kalibrace může být kdykoli přerušeno (např. v případě chybového hlášení přístroje) pomocí tlačítka  a poté restartován.

### 8.3.3 Záznam kalibrací

Údaje o 10 posledních úspěšných kalibracích jsou uloženy v připojené sondě a v přístroji JUMO AQUIS 500 RS si je lze prohlédnout v záznamu kalibrací.


#### Přístup do záznamu kalibrací

Přístroj je v režimu měření.



- \* Stisknout tlačítko  na dobu delší než 2 sekundy.
- \* Použitím tlačítka  vybrat "ZÁZNAM KALIBRACÍ".
- \* Potvrďte tlačítkem .

Zobrazí se údaje o poslední úspěšné kalibraci; v popsaném příkladu nulový bod a strmost (odchylka od tovární kalibrace) a zvolený měřicí rozsah pro 2-bodovou kalibraci:

```
2 BODOUY ZAKAL >
NUL. BOD      2.1 NTU
STRHOST      -4.6 %
ROZSAH       0. . 200 NTU
```

Protože se všechny údaje o 2-bodové kalibraci nevejdou na jeden displej, lze pomocí tlačítka  přistoupit k dalším údajům o 2-bodové kalibraci:

```
2 BODOUY ZAKAL
REF. 1        0 NTU
REF. 2       112 NTU
ROZSAH       0. . 200 NTU
```

Pomocí tlačítek  a  lze přistoupit ke všem ostatním uloženým záznamům kalibrací.



#### POZNÁMKA!

Bez ohledu na zvolené jednotky v základním nastavení se kalibrace provádí vždy v NTU. Poslední stanovený záznam kalibrace je vždy nejvyšší položkou v seznamu.

# 9 Setup program

---

## 9.1 Funkce

### Konfigurovatelné parametry

Setup program (00483602) a PC-interface kabel s převodníkem USB/TTL (00456352) jsou volitelně dostupné a poskytují pohodlný způsob nastavení převodníku pro splnění požadavků:

- Nastavení měřicího rozsahu
- Nastavení reakce výstupů při překročení měřicího rozsahu.
- Nastavení funkcí spínacích výstupů K1 a K2.
- Nastavení funkcí binárního vstupu E1.
- Nastavení funkcí regulátoru
- Nastavení hesla
- Nastavení zákaznické linearizace
- atd.




### POZNÁMKA!

Data mohou být přenesena z nebo do převodníku, pokud je připojeno napájecí napětí, Viz kapitola 5 "Instalace", strana 15.






---

### Připojení



- (1) JUMO AQUIS 500 RS
- (2) PC-interface kabel s převodníkem USB/TTL, obj. č. 00456352
- (3) PC nebo notebook

## 10 Odstranění závad a poruch

Problém	Možné příčiny	Opatření
Nezobrazuje se měřená hodnota nebo není výstupní proud	Není napájecí napětí	Zkontrolovat napájecí napětí
Měření zobrazuje 0000 nebo výstupní proud 4 mA	Sonda není ponořena do média; hladina v nádobě je příliš nízká	Doplnit nádobu
	Průtočná armatura je ucpaná	Vyčistit průtočnou armaturu
	Nevhodný nebo vadný měřicí senzor	Vyčistit senzor Vyměnit senzor
Nesprávné nebo nestabilní zobrazení měření hodnoty	Nevhodný měřicí senzor	Vyčistit senzor Kalibrovat senzor Vyměnit senzor
	Senzor není správně umístěn	Zvolit jiné místo instalace
	Nedostatečné promíchávání	Zajistit homogenní médium. Zajistit průtok na všech stranách senzoru
	Vzduchové bubliny ruší měření	Optimalizace upevnění
Měření zobrazuje 8888, teplota zobrazuje "ok" a bliká, 	Překročení měřicího rozsahu	Zvolit vhodný měřicí rozsah
	Porucha připojeného senzoru	Vyměnit připojený senzor
Měření zobrazuje 8888, teplota zobrazuje 8888 a bliká 	Překročení / nedosažení teplotního rozsahu	Teplota měřeného média musí být v přípustném rozsahu. Vyměnit senzor
	Zkrat nebo přerušení teplotního čidla	Vyměnit senzor nebo vedení
	Přerušení vedení	Vyměnit senzor nebo vedení
	Nepřipojen žádný senzor	Připojit senzor Na přístroji nakonfigurovat senzor
	Zkrat - vedení - senzoru - svorek	Zkontrolovat vedení a připojení. Vyměnit senzor.
	Příliš vysoká teplota	Zajištění přípustného rozsahu
<b>Problém</b>	<b>Možné příčiny</b>	<b>Opatření</b>

## 10 Odstranění závad a poruch

USTUP TEPLOTA: POD ROZSAHEM	Příliš nízká teplota	Zajištění přípustného rozsahu
USTUP HL. HODNOTA: POD ROZSAHEM	Příliš nízký vstupní signál	Zkontrolovat konfiguraci
USTUP HL. HODNOTA: MIMO ROZSAH	Koncentrace mimo přípustný rozsah	Zkontrolovat koncentraci
USTUP HL. HODNOTA: NAD ROZSAHEM	Příliš vysoký vstupní signál	Zkontrolovat konfiguraci
ROZSAH KOMPENZACE OPUSTEN	Teplota je nad nebo pod rozsahem kompenzace	Zkontrolovat teplotu
PARAMETR UZAMCEN	Parametr není povolen	Povolit parametr v odblokovací úrovni
CHYBNE HESLO	Nesprávné heslo	Správné heslo lze zjistit pomocí setup programu
TLACITKA UZAMCENA	Blokování tlačítek bylo aktivováno pomocí binárního vstupu	Odstranit řízení binárním vstupem
MODBUS CHYBA	Zhoršená komunikace Modbus do senzoru	Zkontrolovat odpojení / přerušení / zkrat vodičů Zkontrolovat správnost nastavení p?enosové rychlosti nebo parity Zkontrolovat správnost nastavení adres senzor?
SPATNY SENZOR NALEZEN	Na sběrnici byl nalezen senzor, který neodpovídá nastavení (např. typ 202670/... pro nastavený 202613/...)	Připojit vhodný typ senzoru nebo typ nastavit na přístroji <sup>1</sup>
VAROVANI / CHYBA MODBUS SENZOR	Na JUMO AQUIS 500 je indikována porucha senzoru, senzor nepracuje ve specifikovaném měřicím rozsahu	Provést kalibraci

1. Výrobně je přístroj přednastaven na připojení senzoru typu 202613/... Při připojení senzoru např. typu 202670/... musí být tento senzor na přístroji nastaven, viz kapitola 7.2.3 "Měření zákalu", strana 51.

# 11 Technická data

## 11.1 Digitální rozhraní

Hlavní vstup	Rozsah displeje	Přesnost	Vliv teploty	Baudrate
Rozhraní RS485 s funkcí Modbus master	0,000 ... 9,999 00,00 ... 99,99 000,0 ... 999,9 0000 ... 9999	Závisí na použitém senzoru	Závisí na použitém senzoru	2400 Bd 4800 Bd 9600 Bd 19200 Bd 38400 Bd

## 11.2 Analogový vstup teploty

Pomocný vstup	Měřicí rozsah	Přesnost	Vliv teploty
Teplota Pt100 (automatická detekce)	-50 ... +250 °C <sup>a</sup>	± 0,5 K (do 100 °C) ± 0,8 K (od 100 °C)	0,05 % / 10 K
Teplota Pt1000 (automatická detekce)		± 0,5 K (do 100 °C) ± 1,0 K (od 100 °C)	
Teplota NTC/PTC	Max. 4 kOhm Zadání pomocí tabulky s 20 páry hodnot, pomocí setup programu	≤ 0,3 % <sup>b</sup>	0,05 % / 10 K

<sup>a</sup> Lze změnit na °F.

<sup>b</sup> V závislosti na podporovaných bodech.

## 11.3 Vzorkování

Analogový vstup teploty	Digitální rozhraní s JUMO ecoLine O-DO	Digitální rozhraní s JUMO tecLine 20263x	Digitální rozhraní s JUMO ecoLine NTU	Digitální rozhraní s volně konfigurovatelným senzorem
500 ms	Nastavitelné, 1 ... 60 s	500 ms	1 s	Nastavitelné, 1 ... 60 s

## 11.4 Sledování měřicího okruhu

Vstup	Překročení / nedosažení měřicího rozsahu	Zkrat	Přerušování vedení
Teplota	Ano	Ano	Ano

## 11.5 Binární vstup

Aktivování	Přes bezpotenciálový kontakt
Funkce	Uzamčení tlačítek / HOLD / alarm stop

## 11.6 Regulátor

Typ regulace	Regulace mezní hodnoty, pulzně délková regulace, pulzně frekvenční regulace, tří-bodová regulace, spojitá regulace
Struktura regulátoru	P/PI/PD/PID

# 11 Technická data

## 11.7 Analogové výstupy (maximálně 2)

Typ výstupu	Rozsah signálu	Přesnost	Vliv teploty	Přípustný odpor zátěže
Proudový signál	0(4) ... 20 mA	≤ 0,25 %	0,08 % / 10 K	≤ 500 Ω
Napěťový signál	0 ... 10 V	≤ 0,25 %	0,08 % / 10 K	≥ 500 Ω

Analogové výstupy reagují v souladu s doporučením podle NAMUR NE43.  
Jsou galvanicky oddělené: 30 V AC / 50 V DC.

## 11.8 Spínací výstupy (maximálně 2 přepínací)

Jmenovité zatížení	3 A / 250 V AC (ohmická zátěž)
Životnost kontaktů	> 2 × 10 <sup>5</sup> sepnutí při jmenovité zátěži

## 11.9 Napájecí napětí pro senzory

Napájecí napětí pro digitální senzory	24 V DC (20,4 ... 28,8 V), max. 30 mA
	5 V DC (5,1 ... 5,25 V), max. 100 mA; max. pulzní zátěž 500 mA po dobu 20 ms ED 5 %, není odolné proti zkratu
Napájecí napětí pro indukční snímač polohy <sup>a</sup>	12 V DC (10 ... 20 V), max. 10 mA

<sup>a</sup> např. typ EI1808 NPOSS

## 11.10 Setup rozhraní

Rozhraní pro konfiguraci přístroje volitelným setup programem  
(pouze pro konfiguraci přístroje)

## 11.11 Elektrická data

Napájecí napětí	110 ... 240 V AC, +10/-15 %, 48 ... 63 Hz 20 ... 30 V AC/DC, 48 ... 63 Hz 12 ... 24 V DC +/-15% (přípustné pouze pro připojení k obvodům SELV/PELV)
Příkon	Cca 14 VA
Elektrická bezpečnost	DIN EN 61010, část 1 kategorie přepětí III <sup>a</sup> , stupeň znečištění 2
Elektrické připojení	Šroubovací konektory Průřez vodiče až 2,5 mm <sup>2</sup> (napájení, reléové výstupy, vstupy snímačů) Průřez vodiče až 1,5 mm <sup>2</sup> (analogové výstupy; napájení pro senzory)
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 61326-1
Rušivé vyzařování	Třída B
Odolnost proti rušení	Průmyslové požadavky

<sup>a</sup> Není platné s ochranným malým napětím (PELV) pro napájení 12 ... 24 V DC.

# 11 Technická data

## 11.12 Zobrazení

LCD displej	120 × 32 pixelů
Podsvícení displeje	Programovatelný: <ul style="list-style-type: none"><li>• Vypnuto</li><li>• "ZAPNUTO" na 60 sekund během provozu</li></ul>

## 11.13 Pouzdro

Materiál	ABS
Přívody vodičů	Kabelové průchodky, max. 3 × M16 a 2 × M12
Speciální vlastnost	Větrací prvek pro zabránění kondenzace (ve verzi pro povrchovou montáž s IP67)
Rozsah teploty okolí	-10 ... +50 °C (v tomto rozsahu je zaručena přesnost)
Rozsah provozní teploty	-15 ... +65 °C (funkční přístroj)
Rozsah teploty skladování	-30 ... +70 °C
Odolnost proti klimatickým vlivům	Rel. vlhkost ≤ 90 % v ročním průměru bez orosení (vychází z DIN EN 60721 3-3 3K3)
Stupně krytí podle EN 60529	Pouzdro pro montáž na stěnu: IP67 Provedení pro montáž do panelu: IP65 přední část, IP20 zadní část
Odolnost proti vibracím	Podle DIN EN 60068-2-6
Hmotnost	Cca 900 g

## 11.14 Schválení / zkušební značky

Zkušební značka	Testovací laboratoř	Certifikáty / čísla certifikátů	Testovací podklady	Platné pro
c UL us	Underwriters Laboratories	E 201387	UL 61010-1 CAN/CSA C22.2 No. 61010-1	Všechny typy

## 12 Dodatek

### 12.1 Parametry obslužné úrovně

Při konfiguraci více parametrů je doporučeno všechny změněné parametry poznamenat do následující tabulky ve správném pořadí.



#### POZNÁMKA!

Následující seznam zobrazuje maximální počet parametrů, které mohou být modifikovány.

Některé z těchto parametrů nebudou viditelné (a tudíž i editovatelné) v závislosti na konfiguraci konkrétního přístroje.

Parametry	Výběr / rozsah hodnot Tovární nastavení	Nové nastavení
<b>Vstup RS485</b>		
Nulový bod	-9999 ... <b>0</b> ... +9999	
Strmost	50 ... <b>100</b> ... 200 %	
"Null"	-999,9 ... +999,9 nA	
"Span"	0,00001 ... +999,9 nA/ppm nebo pA/ppm	
Baudrate	2400 4800 <b>9600</b> 19200 38400	
Parita	<b>Žádná</b> Lichá Sudá	
Stop bity	1 <b>2</b>	
Adresa přístroje	1 ... <b>255</b>	
Adresa teploty	0 ... <b>1</b> ... 65535	
Adresa hlavní hodnoty	0 ... <b>1</b> ... 65535	
Adresa nekompensované hlavní hodnoty	0 ... <b>1</b> ... 65535	

Parametry	Výběr / rozsah hodnot <b>Tovární nastavení</b>	Nové nastavení
Jednotky hlavní hodnoty (pouze pro volně konfigurovatelné senzory)	<b>Žádné</b> ‰ % % Sat ppb ppm µg/l mg/l g/l µs/cm ms/cm kΩ MΩ nA µA mA mV pH Volitelné	
Jednotky nekompenzované hlavní hodnoty (pouze pro volně konfigurovatelné senzory)	<b>Žádné</b> ‰ % % Sat ppb ppm µg/l mg/l g/l µs/cm ms/cm kΩ MΩ nA µA mA mV pH Volitelné	
"Byte order float"	<b>mixed endian</b> little endian big endian	
Jednotky sondy typu 202613/... (pouze přes základní nastavení)	<b>% Sat</b> mg/l ppm	
Jednotky sondy typu 202670/...	<b>NTU</b> FNU	

## 12 Dodatek

Parametry	Výběr / rozsah hodnot <b>Tovární nastavení</b>	Nové nastavení
Měřená hodnota pro senzor typu 20263x/...	<b>Volný chlór</b> Celkový chlór Chlordioxid Ozón Peroxid vodíku Kyselina peroctová Brom	
Jednotky pro senzor typu 20263x/...	<b>ppm</b> mg/l ppb µg/l % ‰ g/l	
Zdroj teplotní kompenzace	<b>Interní</b> Externí	
Salinita (slanost)	<b>0 ... 100 g/kg</b>	
Tlak vzduchu	<b>500 ... 1013 ... 1500 hPa</b>	
Vzorkování	<b>1 ... 10 ... 60 s</b>	
Časová konstanta filtru	<b>0 ... 2 ... 25 s</b>	
Kalibrační interval	<b>0 ... 999 dní (0 = deaktivováno)</b>	
<b>Vstup pro měření tepl.</b>		
Typ senzoru	<b>Modbus</b> Žádný senzor Pt100/Pt1000 Zákaznická specifikace	
Jednotky	<b>°C</b> °F	
Časová konstanta filtru	<b>0 ... 2 ... 25 s</b>	
Ruční zadání teploty	<b>-50,0 ... +25,0 ... +250,0 °C</b>	
Offset	<b>-20,0 ... 0,0 ... +20,0 °C</b>	
<b>Binární vstup</b>		
Funkce	<b>Žádná funkce</b> Uzamčení tlačítek Režim HOLD Alarm stop (pouze pro regulátor)	
<b>Regulační kanál 1</b>		
Typ regulace	<b>Žádná funkce</b> Regulace mezní hodnoty Impulzně frekvenční výstup Impulzně délkový výstup Spojitá regulace Tří-polohová regulace	
Pož. hodnota	<b>V závislosti na verzi přístroje</b>	
Druhá požadovaná hodnota (pouze pro tří-polohovou regulaci pro regulátor 1)	<b>V závislosti na verzi přístroje</b>	

Parametry	Výběr / rozsah hodnot <b>Tovární nastavení</b>	Nové nastavení
Min. / max. kontakt (klesající / rostoucí charakteristika)	<b>Min. kontakt</b> Max. kontakt	
Proporcionální pásmo	0 ... 9999 (konfigurovatelné desetinné místo)	
Integrační konstanta	0 ... 9999	
Derivační konstanta	0 ... 9999	
Perioda pulsu	2,5 ... 20 ... 999,5	
Doba akčního členu (pouze pro tří-polohovou regulaci pro regulátor 1)	15 ... 60 ... 3000 s	
Hystereze (regulátoru mezní hodnoty)	0 ... 200 ... 9999 (konfigurovatelné desetinné místo)	
Minimální doba zapnutí	0,5 ... 999,5	
Maximální pulzní frekvence	0 ... 60 rpm	
Omezení akčního zásahu	0 ... 100 %	
Zpoždění zapnutí	0,00 ... 999,5 s	
Zpoždění vypnutí	0,00 ... 999,5 s	
Sledování regulace mezní hodnoty	<b>VYPNUTO</b> ZAPNUTO	
Tolerance alarmu	0 ... 1 ... konec měřicího rozsahu	
Zpoždění alarmu	0 ... 9999 s	
Reakce při režimu HOLD	<b>SIGNÁL LOW</b> SIGNÁL HIGH <b>ZAMRZNUTÝ</b> BEZPEČNÁ HODNOTA	
Hodnota HOLD	0 ... 100 %	
Reakce v případě chyby	0 % 100 % Zamrznutí Hodnota HOLD	
Min. požadovaná hodnota	0 ... 9999 (konfigurovatelné desetinné místo)	
Max. požadovaná hodnota	0 ... 9999 (konfigurovatelné desetinné místo)	
<b>Regulační kanál 2</b>		
Typ regulace	<b>Žádná funkce</b> Regulace mezní hodnoty Impulzně frekvenční výstup Impulzně délkový výstup Spojitá regulace	
Pož. hodnota	V závislosti na verzi přístroje	
Druhá požadovaná hodnota (pouze pro tří-polohovou regulaci pro regulátor 1)	V závislosti na verzi přístroje	
Min. / max. kontakt (klesající / rostoucí charakteristika)	Min kontakt <b>Max. kontakt</b>	
Proporcionální pásmo	0 ... 9999 (konfigurovatelné desetinné místo)	
Integrační konstanta	0 ... 9999	

## 12 Dodatek

Parametry	Výběr / rozsah hodnot <b>Tovární nastavení</b>	Nové nastavení
Derivační konstanta	0 ... 9999	
Perioda pulsu	2,5 ... 20 ... 999,5	
Doba akčního členu (pouze pro tří-polohovou regulaci pro regulátor 1)	15 ... 60 ... 3000 s	
Hystereze (regulátoru mezní hodnoty)	0 ... 200 ... 9999 (konfigurovatelné desetinné místo)	
Minimální doba zapnutí	0,5 ... 999,5	
Maximální pulzní frekvence	0 ... 60 rpm	
Omezení akčního zásahu	0 ... 100 %	
Zpoždění zapnutí	0,00 ... 999,5 s	
Zpoždění vypnutí	0,00 ... 999,5 s	
Sledování regulace mezní hodnoty	VYPNUTO ZAPNUTO	
Tolerance alarmu	0 ... 1 ... konec měřicího rozsahu	
Zpoždění alarmu	0 ... 9999 s	
Reakce při režimu HOLD	0 % 100 % Zamrznutí Hodnota HOLD	
Hodnota HOLD	0 ... 100 %	
Reakce v případě chyby	0% 100% Zamrznutí Hodnota HOLD	
Min. požadovaná hodnota	0 ... 9999 (konfigurovatelné desetinné místo)	
Max. požadovaná hodnota	0 ... 9999 (konfigurovatelné desetinné místo)	
<b>Ostatní funkce regulátoru</b>		
Ruční režim	Ruční režim není přípustný Aktuální Permanentní	
Oddělený regulátor	VYPNUTO ZAPNUTO	

Parametry	Výběr / rozsah hodnot <b>Tovární nastavení</b>	Nové nastavení
Vypnutí I-složky	Ano Ne	
<b>Spínací výstup 1</b>		
Funkce	<b>Bez funkce</b> Výstup regulátoru 1 Výstup regulátoru 2 Alarm regulátoru 1 Alarm regulátoru 2 Alarm regulátoru <input type="checkbox"/> AF1 hlavní hodnota <input type="checkbox"/> AF2 hlavní hodnota <input type="checkbox"/> AF7 hlavní hodnota <input type="checkbox"/> AF8 hlavní hodnota <input type="checkbox"/> AF1 teplota <input type="checkbox"/> AF2 teplota <input type="checkbox"/> AF7 teplota <input type="checkbox"/> AF8 teplota Chyba senzoru Uplynul časovač oplachu Uplynul kalibrační časovač	
Bod spínání	0 ... 9999	
Rozpětí spínacího bodu Rozsah okna pro AF1 / AF2	0 ... 50 % z MR nebo 0 ... 150 °C	
Hystereze	0 ... 100 % z MR nebo -50 ... +250 °C	
Zpoždění zapnutí	00:00:00 ... 01:00:00 H:M:S	
Zpoždění vypnutí	00:00:00 ... 01:00:00 H:M:S	
Doba pulzu <sup>a</sup>	00:00:00 ... 01:00:00 H:M:S	
Při kalibraci	Neaktivní Aktivní Zachovat stav	
V případě chyby	Neaktivní Aktivní Zachovat stav	
V režimu HOLD	Neaktivní Aktivní Zachovat stav	

<sup>a</sup> Při nastavení doby pulzu na hodnotu větší než 0 sekund je deaktivována možnost nastavení



## 12 Dodatek

Parametry	Výběr / rozsah hodnot <b>Tovární nastavení</b>	Nové nastavení
Ruční režim	<b>Žádná simulace</b> Neaktivní Aktivní	
<b>Spínací výstup 2</b>		
Funkce	<b>Bez funkce</b> Výstup regulátoru 1 Výstup regulátoru 2 Alarm regulátoru 1 Alarm regulátoru 2 Alarm regulátoru <input type="checkbox"/> AF1 hlavní hodnota <input type="checkbox"/> AF2 hlavní hodnota <input type="checkbox"/> AF7 hlavní hodnota <input type="checkbox"/> AF8 hlavní hodnota <input type="checkbox"/> AF1 teplota <input type="checkbox"/> AF2 teplota <input type="checkbox"/> AF7 teplota <input type="checkbox"/> AF8 teplota Chyba senzoru Uplynul časovač oplachu Uplynul kalibrační časovač	
Bod spínání	<b>0 ... 9999</b>	
Rozpětí spínacího bodu Rozsah okna pro AF1 / AF2	0 ... 50 % z MR nebo 0 ... 150 °C	
Hystereze	0 ... 100 % z MR nebo -50 ... +250 °C	
Zpoždění zapnutí	<b>00:00:00 ... 01:00:00 H:M:S</b>	
Zpoždění vypnutí	<b>00:00:00 ... 01:00:00 H:M:S</b>	
Doba pulzu <sup>a</sup>	<b>00:00:00 ... 01:00:00 H:M:S</b>	
Při kalibraci	<b>Neaktivní</b> Aktivní Zachovat stav	
V případě chyby	<b>Neaktivní</b> Aktivní Zachovat stav	
V režimu HOLD	<b>Neaktivní</b> Aktivní Zachovat stav	

<sup>a</sup> Při nastavení doby pulzu na hodnotu větší než 0 sekund je deaktivována možnost nastavení

Parametry	Výběr / rozsah hodnot <b>Tovární nastavení</b>	Nové nastavení
Ruční režim	<b>Žádná simulace</b> Neaktivní Aktivní	
<b>Analogový výstup 1</b>		
Výběr signálu	<b>Skutečná velikost hlavní hodnoty / teploty</b> Spojitý výstup regulátoru 1 Spojitý výstup regulátoru 2	
Typ signálu	0 ... 10 V 0 ... 20 mA <b>4 ... 20 mA</b> 10 ... 0 V 20 ... 0 mA 20 ... 4 mA	
Začátek měřítka hlavní hodnoty	Závisí na měřené veličině a měřicím rozsahu	
Konec měřítka hlavní hodnoty	Závisí na měřené veličině a měřicím rozsahu	
Reakce během kalibrace	<b>Proměnný</b> Zamrznutý Bezpečná hodnota	
Reakce v případě chyby	<b>Signál low (0 V / 0 mA / 3,4 mA)</b> Signál high (10,7 V / 22 mA) Zamrznutí Bezpečná hodnota	
Reakce v režimu HOLD	<b>Signál low (0 V / 0 mA / 3,4 mA)</b> Signál high (10,7 V / 22 mA) Zamrznutí Bezpečná hodnota Proměnný	
Bezpečná hodnota	<b>0 ... 10,7 V</b> <b>0 ... 22 mA</b>	
Simulace	<b>VYPNUTO</b> ZAPNUTO	
Hodnota simulace	<b>0 ... 10,7 V</b> <b>0 ... 22 mA</b>	
<b>Analogový výstup 2</b>		
Výběr signálu	<b>Skutečná velikost hlavní hodnoty / teploty</b> Spojitý výstup regulátoru 1 Spojitý výstup regulátoru 2	
Typ signálu	0 ... 10 V 0 ... 20 mA <b>4 ... 20 mA</b> 10 ... 0 V 20 ... 0 mA 20 ... 4 mA	
Začátek měřítka hlavní hodnoty	Závisí na měřené veličině a měřicím rozsahu	

## 12 Dodatek

Parametry	Výběr / rozsah hodnot <b>Tovární nastavení</b>	Nové nastavení
Konec měřítka hlavní hodnoty	Závisí na měřené veličině a měřicím rozsahu	
Reakce během kalibrace	<b>Proměnný</b> Zamrznutý Bezpečná hodnota	
Reakce v případě chyby	<b>Signál low (0 V / 0 mA / 3,4 mA)</b> Signál high (10,7 V / 22 mA) Zamrznutí Bezpečná hodnota	
Reakce v režimu HOLD	<b>Signál low (0 V / 0 mA / 3,4 mA)</b> Signál high (10,7 V / 22 mA) Zamrznutí Bezpečná hodnota Proměnný	
Bezpečná hodnota	<b>0 ... 10,7 V</b> <b>0 ... 22 mA</b>	
Simulace	<b>VYPNUTO</b> ZAPNUTO	
Hodnota simulace	<b>0 ... 10,7 V</b> <b>0 ... 22 mA</b>	
<b>Zobrazení</b>		
Jazyk	<b>Němčina</b> Angličtina Francouzština Volitelně	
Podsvícení	<b>Během obsluhy</b> Vypnuto	
LCD inverzně	<b>VYPNUTO</b> ZAPNUTO	
Zobrazení měřené hodnoty	<b>Normální</b> Tendence Sloupcový graf	
Dolní displej 	<b>Teplota</b> Akční zásah 1 Akční zásah 2 Požadovaná hodnota 1 Požadovaná hodnota 2 Žádná hodnota Kompenzovaná Nekompenzovaná	
Horní displej 	Kompenzovaná Nekompenzovaná Teplota Akční zásah 1 Akční zásah 2 Požadovaná hodnota 1 Požadovaná hodnota 2 Žádná hodnota	

## 12 Dodatek

---









Parametry	Výběr / rozsah hodnot <b>Tovární nastavení</b>	Nové nastavení
Max. / min. reset	<b>Ne</b> Ano	
Timeout obsluhy	0 ... 1 ... 10 min (timeout obsluhy je deaktivovaný při nastavení "0")	
Kontrast	0 ... <b>8</b> ... 20	

# 12 Dodatek

## 12.2 Vysvětlení parametrů


### FUNKCE

#### ŽÁDNÁ FUNK.


-  Okno alarmu AF1 HLAVNÍ HOD.
-  Okno alarmu AF2 HLAVNÍ HOD.
-  Regulátor mezní hodnoty AF7 HLAVNÍ HOD.
-  Regulátor mezní hodnoty AF8 HLAVNÍ HOD.
-  Okno alarmu AF1 TEPLOTA
-  Okno alarmu AF2 TEPLOTA
-  Regulátor mezní hodnoty AF7 TEPLOTA
-  Regulátor mezní hodnoty AF8 TEPLOTA

#### CHYBA SENZORU


#### KALIB. ČASOVAČ




Okno alarmu AF1




Okno alarmu AF2




Funkce mezní hodnoty AF7



Funkce mezní hodnoty AF8



**Pulzní kontakt alarmu**  
Vyhodnocovací podmínka je delší než délka pulzu



**Pulzní kontakt alarmu**  
Vyhodnocovací podmínka je kratší než délka pulzu


0	Vypnuto	t	Čas
1	Zapnuto	$t_p$	Délka impulzu
AF	Odstup	w	Požadovaná / mezní hodnota
HySt	Hystereze	x	Skutečná / měřená hodnota

## TYP ZOBRAZENÍ MĚŘENÍ

**NORMÁLNÍ**  
TENDENCE  
SLOUPCOVÝ GRAF

### NORMÁLNÍ


V normálním zobrazení se zobrazí měřená hodnota, měřená veličina a teplota měřeného média.










- (1) Režim obsluhy
- (2) Dolní displej (teplota)
- (3) Horní displej (měřená hodnota nebo hlavní vstup)

### TENDENCE

Obsluha může rychle vidět směr, ve kterém se měření mění.



## 12 Dodatek

						
Rostoucí			Stabilní	Klesající		
Silně	Středně	Slabě		Slabě	Středně	Silně




### POZNÁMKA!

Měřená hodnota tendence je počítána z posledních 10 měření.










Při vzorkovací periodě 10 s jsou vyhodnoceny údaje za posledních 100 sekund.

### SLOUPCOVÝ GRAF

- Jako proměnná v grafu je zobrazena měřená hodnota digitálního vstupu (vstup hlavní hodnoty)
- Teplota zde není zobrazena
- Pokud má přístroj nastaveny regulační kontakty, jsou zobrazeny nad sloupcovým grafem pomocí značek



### Měřítko sloupcového grafu

- \* Aktivujte typ zobrazení měření "SLOUPCOVÝ GRAF"
- \* Zvolte "ZAČÁTEK MĚŘÍTKA" pomocí 
- \* Výběr potvrdit pomocí 
- \* Použijte  a  k zadání dolní meze zobrazovaného rozsahu
- \* Výběr potvrdit pomocí 
- \* Zvolte "KONEC MĚŘÍTKA" pomocí 
- \* Použijte  a  k zadání horní meze zobrazovaného rozsahu.
- \* Výběr potvrdit pomocí 



### POZNÁMKA!


Pro návrat do režimu měření:

několikrát stisknout tlačítko  nebo čekat na "timeout".

## DOLNÍ DISPLEJ

**POZNÁMKA!**

Parametry "DOLNÍ DISPLEJ" a "HORNÍ DISPLEJ" jsou dostupné pouze pro zobrazení měřené hodnoty "NORMÁLNÍ" nebo "TENDENCE", ale nejsou dostupné pro zobrazení typu "SLOUPCOVÝ GRAF".



- (1) Režim obsluhy
- (2) Dolní displej
- (3) Horní displej

Dolnímu displeji lze přiřadit následující hodnoty:

Tento parametr je dostupný pouze při zvoleném typu zobrazení měření "NORMÁLNÍ" nebo "TENDENCE".

**TEPLOTA**

AKČNÍ ZÁSAH 1  
 AKČNÍ ZÁSAH 2  
 POŽ. HODNOTA 1  
 POŽ. HODNOTA 2  
 ŽÁDNÁ HODNOTA  
 KOMPENZOVANÁ  
 NEKOMPENZOVANÁ

## HORNÍ DISPLEJ


Hornímu displeji lze přiřadit následující hodnoty:

**KOMPENZOVANÁ**  
 NEKOMPENZOVANÁ  
 TEPLOTA  
 AKČNÍ ZÁSAH 1  
 AKČNÍ ZÁSAH 2  
 POŽADOVANÁ HODNOTA 1  
 POŽADOVANÁ HODNOTA 2  
 ŽÁDNÁ HODNOTA

## 12 Dodatek


### 12.3 Definice pojmů

Impulzně délkový regulátor (výstup aktivní při  $x > w$  a řídicí struktura P)



Je-li skutečná hodnota  $x$  větší než požadovaná hodnota  $w$ , bude regulátor P pracovat v poměru k regulační odchylce. Při překročení proporčního rozsahu pracuje regulátor s akčním zásahem 100 % (100 % poměrné doby).

Impulzně frekvenční regulátor (výstup aktivní při  $x > w$  a řídicí struktura P)



Je-li skutečná hodnota  $x$  větší než požadovaná hodnota  $w$ , bude regulátor P pracovat v poměru k regulační odchylce. Při překročení proporčního rozsahu pracuje regulátor s akčním zásahem 100 % (maximální frekvence spínání).

**Kalibrační časovač**

Kalibrační časovač může (volitelně) oznámit potřebu provedení rutinní kalibrace. Kalibrační časovač je aktivován zadáním počtu dnů, po kterých by měla být provedena kalibrace (podle požadavků výroby nebo obsluhy).

### Tabulka zákaznické linearizace

Nastavení je možné provést pouze pomocí setup programu pro PC (zadání na přístroji není možné) zadáním tabulky s až 20 páry hodnot odporu / teploty pro analogový teplotní vstup. Je možné zadat také NTC a PTC charakteristiky, které musí být monotónní.

### Paměť min. / max. hodnoty

Tato paměť zaznamenává minimální a maximální vstupní hodnotu. Tyto informace mohou být použity např. pro posouzení, zda je konstrukce připojeného snímače vhodná pro skutečně nastalé hodnoty.

Min. / max. hodnoty mohou být vymazány: OBSLUŽNÁ ÚROVEŇ / ZOBRAZENÍ / VYMAZAT MIN. /MAX. HODNOTY / ANO, viz "Parametry obslužné úrovně", strana 80.

### Ostatní funkce regulátoru:

Zde lze aktivovat následující funkce:

- Ruční režim (ruční aktivování regulačních výstupů), Viz kapitola 6.10.4 "Přehled ručního režimu / režimu simulace", strana 38
- Oddělený regulátor (viz níže)
- Vypnutí I-složky (viz níže)

### Oddělený regulátor

Tato funkce je normálně deaktivovaná (tovární nastavení nebo volba "ne").

V deaktivovaném stavu software zabrání, aby dva výstupy regulátoru pracovali "proti sobě". Tedy např. není možné dávkovat ve stejnou dobu kyselinu a zásadu.

Pokud jsou regulátory oddělené (volba "ano"), jsou oba volně nastavitelné.

### Vypnutí I-složky

Tato funkce je normálně deaktivovaná (tovární nastavení nebo volba "ne").

V deaktivovaném stavu pracuje regulátor v souladu s obecnou teorií regulace.


Při vypnutí I-složky (volba "ano") je část akčního zásahu, která je řízena I-složkou, nastavena na nulu při dosažení požadované hodnoty.

To může být užitečné při vzájemné neutralizaci (možnost dávkování kyselin a zásad současně) v jedné nádrži.

## 12 Dodatek


### 12.4 Vývojový diagram průvodce základním nastavením

#### 12.4.1 Automatická konfigurace senzoru




<sup>1</sup> Pouze pro senzor teploty = MODBUS

## 12.4.2 Ruční konfigurace senzoru



## 12 Dodatek

### 12.5 Šablona pro výřez v panelu



- A
- Administrátorská úroveň 27
- Analogový výstup 30
- B
- Binární vstup 74
- Blokový diagram 7
- D
- Displej
  - dolní 93
  - horní 93
- E
- Elektrické připojení
  - detektor proudění 47
  - typ 202613/... 42
  - typ 20263x/50... nebo /51... 47
  - typ 202670/... 52
- F
- Funkce regulátoru 34, 74
- G
- Galvanické oddělení 16
- H
- Heslo 27, 74, 76
- I
- Impulzně délkový regulátor 94
- Impulzně frekvenční regulátor 94
- Informace o přístroji 33
- Informační značky 5
- Instalace do panelu 13
- J
- Jednoduché spínací funkce 34
- K
- Kalibrace 56
- Kalibrace sondy typu 202613/... 56
  - 2-bodová kalibrace 59
  - kalibrace koncové hodnoty 57
- Kalibrace sondy typu 20263x 63
  - 2-bodová kalibrace 66
  - kalibrace koncové hodnoty 64
- Kalibrace sondy typu 202670/... 69
  - 2-bodová kalibrace 70
- Kalibrační časovač 94
- Kalibrační úroveň 32
- Konfigurovatelné parametry 74
- M
- Měřicí rozsah 74
- Měřítko 30
- Min. / max. hodnoty 25
- Montáž do panelu 13
- Montáž na potrubí 12
- Montážní místo 11
- Montážní poloha 11
- N
- Napájecí napětí 20
- Nástěnná montáž 11
- O
- Objednávací údaje 9
- Obsluha 27
- Obslužná úroveň 27
- Ochranná stříška kompletní 12
- Odblokovací úroveň 29
- Odstranění závad a poruch 75
- Offset 29, 44, 82
- Oplachový časovač 31
- Osazení svorek 20
- Ostatní funkce regulátoru 95
- Otevření přístroje 17
- P
- Paměť min. / max. hodnoty 95
- Parametrizační úroveň 29
- parametry obslužné úrovně 80
- Povolení kalibrace 32
- Přehled ručního režimu 36
- Překročení měřicího rozsahu 74–75
- Přenos dat 74
- Příklad nastavení
  - měření rozpuštěného kyslíku 41
  - měření volného chlóru 46
  - měření zákalu 51
- Příklady nastavení 41
- Přímé sluneční záření 11
- Princip obsluhy 24
- Příslušenství 10
- Průřezy vodičů 15
- R
- Regulační kanál 30
- Resetování kalibrací senzoru 33
- Režim HOLD 39
  - doba zpoždění 39
- Režim měření 25
- Režim simulace 35

## Poznámka:

Tento index není úplný! Před prvním uvedením do provozu si prosím nejprve přečtete celý návod k použití!

## 13 Index

---

Ruční režim pro analogové výstupy 38

Ruční režim pro spínací výstupy 35

Rychlý úvod 40

S

Setup program 74

Simulace spínacích výstupů 37

Smazání záznamu kalibrací 33

Spínací funkce

    jednoduché 34

    vyššího řádu 34

Spínací funkce vyššího řádu 34

Spínaný výkon 30, 74

Stav přístroje 23

T

Tabulka parametrů 80

Tabulka zákaznické linearizace 95

Tlačítko CAL 32

Typový štítek 8

U

Upevňovací držáky 11

V

Vedení vodičů 18

Vstup

    binární 29

    RS485 29

    teplota 29

Vstupy 20

Vyhledávání senzorů 32

Výměna senzoru 32

Vypnutí I-složky 95

Výstražné značky 5

Výstupy 21

Vysvětlení parametrů 90

Z

Zákaznická linearizace 74

Základní nastavení 32

Záznam kalibrací 68

Záznamy kalibrací 62, 73

Zobrazen 26

Zobrazení 23, 31

    normální 91

    sloupcový graf 92

    tendence 91

Zobrazení akčního zásahu 26





**JUMO Měření a regulace s.r.o.**

Křídlovická 943/24a, 603 00 Brno

Česká republika

Tel: +420 541 321 113

Fax: +420 541 211 520

Internet: [www.jumo.cz](http://www.jumo.cz)

E-mail: [info.cz@jumo.net](mailto:info.cz@jumo.net)

**JUMO Slovensko s.r.o.**

Púchovská 8, 831 06 Bratislava

Slovenská republika

Tel: +421 244 871 676

Fax: +421 244 871 676

Internet: [www.jumo.sk](http://www.jumo.sk)

E-mail: [info.sk@jumo.net](mailto:info.sk@jumo.net)

**JUMO GmbH & Co. KG**

Moritz-Juchheim-Straße 1, 36039 Fulda

Německo

Tel: +49 661 6003-0

Fax: +49 661 6003-607

Internet: [www.jumo.net](http://www.jumo.net)

E-mail: [mail@jumo.net](mailto:mail@jumo.net)

